

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-noworodkowe-z-polka-koszowa-p-3071.html>

Łóżeczko noworodkowe z półką koszową

Cena brutto	3 218,00 zł
Cena netto	2 979,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM2
Kod producenta	BM2(12-A)-K(90)-ABS3-000-0-T_K6.3

Opis produktu

Łóżeczko noworodkowe z półką koszową do oddziału szpitalnego

Łóżeczko noworodkowe z półką koszową to profesjonalny model przeznaczony do wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Produkt łączy mobilną konstrukcję łóżeczka dla noworodka z praktyczną **stalową półką koszową**, która pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń pod kojcem.

Najważniejszym wyróżnikiem tego wariantu jest **półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo** o wymiarach **655 x 405 x 90 mm**. To właśnie ona odróżnia ten model od łóżeczek bez dodatkowej przestrzeni organizacyjnej, od wariantów z szafką oraz od modeli z regulacją wysokości kojca.

Półka koszowa stalowa 655 x 405 x 90 mm

W wyposażeniu łóżeczka znajduje się **1 półka koszowa**. Półka jest stalowa i lakierowana proszkowo. Jej wymiary wynoszą **655 x 405 x 90 mm**, dzięki czemu może służyć jako praktyczne miejsce do uporządkowania wyposażenia używanego przy stanowisku noworodka.

W porównaniu z prostymi łóżeczkami noworodkowymi bez dodatkowego wyposażenia, ten model daje placówce większą funkcjonalność organizacyjną. Półka koszowa pod kojcem pozwala wykorzystać przestrzeń konstrukcji, bez zwiększania ogólnych wymiarów łóżeczka.

Stelaż aluminiowy i podstawa stalowa z osłoną ABS

Stelaż łóżeczka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa **ABS w kolorze białym**. Konstrukcja została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **75 mm**.

Koła są w kolorze białym i **wszystkie posiadają blokadę**. Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie łóżeczka oraz jego stabilne ustawienie w wybranym miejscu. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Kojec z przezroczystego tworzywa i Anty-Trendelenburg +12°

Łóżeczko wyposażono w **kojec z przezroczystego tworzywa**, który ułatwia obserwację noworodka. Kojec posiada możliwość ustawienia w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°**, a element pozycjonujący znajduje się po stronie lewej.

W zestawie znajduje się również **tapicerowany materacyk** o wymiarach **600 × 360 × 40 mm**. Połączenie przezroczystego kojca, pozycji Anty-Trendelenburga +12°, mobilnej podstawy na kołach z blokadą oraz stalowej półki koszowej tworzy praktyczne łóżeczko noworodkowe do codziennego użytkowania na oddziale.

Najważniejsze cechy łóżeczka

- **łóżeczko noworodkowe do zastosowań szpitalnych,**
- **1 półka koszowa w zestawie,**
- **półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo,**
- **wymiary półki koszowej 655 × 405 × 90 mm,**
- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,**
- **podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,**
- **koła 75 mm w białej obudowie z tworzywa sztucznego,**
- **wszystkie koła z blokadą,**
- **kojec z przezroczystego tworzywa,**
- **możliwość ustawienia kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°,**
- **element pozycjonujący po stronie lewej,**
- **tapicerowany materacyk 600 × 360 × 40 mm w zestawie,**
- **możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.**

Dane techniczne

Typ produktu	łóżeczko noworodkowe szpitalne
Wyposażenie	1 × półka koszowa
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Podstawa	stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, kolor biały, obudowa z tworzywa sztucznego
Blokada kół	tak, wszystkie koła z blokadą
Kojec	z przezroczystego tworzywa
Pozycja kojca	Anty-Trendelenburga +12°
Element pozycjonujący	po stronie lewej
Materacyk	tapicerowany, w zestawie
Półka koszowa	stalowa, lakierowana proszkowo
Wymiary zewnętrzne	765 × 480 × 925 mm
Wymiary wewnętrzne kojca	660 × 410 × 220 mm
Wymiary materacyka	600 × 360 × 40 mm
Wymiary półki koszowej	655 × 405 × 90 mm
Opcja kolorystyczna elementów białych	możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Dla jakich placówek przeznaczone jest łóżeczko z półką koszową?

To **łóżeczko noworodkowe z półką koszową** sprawdzi się jako element wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Model jest szczególnie przydatny tam, gdzie oprócz kojca dla noworodka potrzebna jest dodatkowa przestrzeń do uporządkowania wyposażenia przy stanowisku dziecka.

Produkt należy do kategorii [łóżeczka dla noworodków](#) w grupie [wyposażenie oddziałów noworodkowych i](#)

[pediatrycznych.](#)

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje **łóżeczka szpitalnego dla noworodka z półką kosзовą**, a nie wyłącznie prostego kojca na mobilnym stelażu. Stalowa półka kosзова, przezroczysty kojec, tapicerowany materacyk, koła z blokadą i pozycja Anty-Trendelenburga +12° tworzą praktyczne rozwiązanie do organizacji stanowiska dla noworodka.

Wariant z półką kosзовą dobrze uzupełnia ofertę łóżeczek dla noworodków, ponieważ daje dodatkowe miejsce pod kojcem, bez szafki i bez regulacji wysokości. Dzięki temu placówka może dobrać model do konkretnego sposobu organizacji pracy na oddziale.

FAQ

Czym wyróżnia się to łóżeczko noworodkowe?

Najważniejszym wyróżnikiem jest stalowa półka kosзова lakierowana proszkowo. Półka ma wymiary 655 × 405 × 90 mm i znajduje się w wyposażeniu łóżeczka.

Czy łóżeczko ma półkę kosзовą w zestawie?

Tak. W wyposażeniu znajduje się 1 półka kosзова. Półka jest stalowa i lakierowana proszkowo.

Czy kojec jest przezroczysty?

Tak. Łóżeczko posiada kojec z przezroczystego tworzywa.

Czy kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga?

Tak. Kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga +12°. Element pozycjonujący znajduje się po stronie lewej.

Jakie koła ma łóżeczko?

Łóżeczko ma białe koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego. Wszystkie koła posiadają blokadę.

Z czego wykonany jest stelaż łóżeczka?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym.

Czy można zamówić elementy białe w kolorze szarym?

Tak. Producent przewiduje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Jakie są wymiary łóżeczka?

Wymiary zewnętrzne łóżeczka wynoszą 765 × 480 × 925 mm. Wymiary wewnętrzne kojca to 660 × 410 × 220 mm, wymiary materacyka 600 × 360 × 40 mm, a wymiary półki kosзовой 655 × 405 × 90 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminiowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące