

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-noworodkowe-z-regulacja-i-szafka-mdf-p-3517.html>

## Łóżeczko noworodkowe z regulacją i szafką MDF

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>5 081,00 zł</b>                                     |
| Cena netto       | <b>4 704,63 zł</b>                                     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>                                   |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                                     |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-BM2</b>                                     |
| Kod producenta   | <b>BM2(12-C)-D1(1)-ABS3-000-MDF(A)-0-T_-SG(A)-K6.3</b> |

### Opis produktu

#### Łóżeczko noworodkowe z regulacją wysokości i szafką MDF

**Łóżeczko noworodkowe z regulacją i szafką MDF** to profesjonalny model przeznaczony do wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Produkt łączy regulację wysokości kojca w zakresie **925-1225 mm**, obsługiwaną za pomocą **siłownika gazowego i pedału nożnego**, z praktyczną białą szafką wyposażoną w półkę oraz frontem z płyty MDF lakierowanej według palety RAL.

Ten wariant wyróżnia się połączeniem funkcji, które w innych modelach występują oddzielnie: regulowanego kojca, szafki z półką oraz frontu MDF w kolorze RAL. Dzięki temu łóżeczko dobrze sprawdza się tam, gdzie przy stanowisku noworodka potrzebna jest zarówno możliwość dopasowania wysokości kojca, jak i dodatkowa przestrzeń organizacyjna.

#### Regulacja wysokości kojca 925-1225 mm

Kojec łóżeczka posiada **regulację wysokości w zakresie 925-1225 mm**. Regulacja odbywa się za pomocą **siłownika gazowego** obsługiwanego **pedałem nożnym**. To istotna cecha techniczna, która odróżnia ten model od łóżeczek o stałej wysokości.

Zakres regulacji 925-1225 mm ułatwia dopasowanie wysokości kojca do organizacji pracy personelu oraz ustawienia łóżeczka na sali. Model łączy regulację wysokości z szafką i frontem MDF lakierowanym według palety RAL, dlatego stanowi rozbudowane wyposażenie stanowiska noworodka.

#### Biała szafka z półką i front MDF lakierowany RAL

W wyposażeniu łóżeczka znajduje się **1 szafka**. Szafka wykonana jest z **płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym** i została wyposażona w półkę. To praktyczny element do organizacji wyposażenia używanego przy stanowisku noworodka.

Front szafki wykonano z **płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor według palety RAL**. Ten detal wyróżnia produkt na tle prostszych łóżeczek z samą szafką laminowaną i pozwala dopasować wygląd łóżeczka do kolorystyki wyposażenia oddziału.

#### Przezroczysty kojec i pozycja Anty-Trendelenburga +12°

Łóżeczko wyposażono w **kojec z przezroczystego tworzywa**, który ułatwia obserwację noworodka. Kojec posiada możliwość ustawienia w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°** oraz jest wyposażony w tapicerowany materacyk.

Wymiary wewnętrzne kojca wynoszą **660 × 410 × 220 mm**, a wymiary materacyka to **600 × 360 × 40 mm**. Wymiary zewnętrzne całego łóżeczka wynoszą **815 × 480 × 925-1225 mm**.

## Stelaż aluminiowy, podstawa stalowa i koła z blokadą

Stelaż łóżeczka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa **ABS w kolorze białym**. Konstrukcja została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **75 mm**.

Koła są w kolorze białym i **wszystkie posiadają blokadę**. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co pozwala dopasować część elementów konstrukcyjnych do potrzeb placówki.

## Najważniejsze cechy łóżeczka z regulacją i szafką MDF

- **łożeczko noworodkowe do zastosowań szpitalnych,**
- **regulacja wysokości kojca w zakresie 925-1225 mm,**
- **regulacja za pomocą siłownika gazowego i pedału nożnego,**
- **1 szafka w zestawie,**
- **szafka z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym,**
- **szafka wyposażona w półkę,**
- **front z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor według palety RAL,**
- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,**
- **podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,**
- **koła 75 mm w białej obudowie z tworzywa sztucznego,**
- **wszystkie koła z blokadą,**
- **kojec z przezroczystego tworzywa,**
- **możliwość ustawienia kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°,**
- **tapicerowany materacyk 600 × 360 × 40 mm w zestawie,**
- **możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.**

## Dane techniczne

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu              | łożeczko noworodkowe szpitalne                                        |
| Wyposażenie               | 1 × szafka                                                            |
| Regulacja wysokości kojca | 925-1225 mm                                                           |
| Sposób regulacji          | siłownik gazowy, pedał nożny                                          |
| Szafka                    | płyta meblowa obustronnie laminowana w kolorze białym, szafka z półką |
| Front szafki              | płyta meblowa MDF lakierowana na kolor według palety RAL              |
| Stelaż                    | profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało                      |
| Podstawa                  | stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym                     |
| Koła                      | średnica 75 mm, kolor biały, obudowa z tworzywa sztucznego            |
| Blokada kół               | tak, wszystkie koła z blokadą                                         |
| Kojec                     | z przezroczystego tworzywa                                            |
| Pozycja kojca             | Anty-Trendelenburga +12°                                              |
| Materacyk                 | tapicerowany, w zestawie                                              |
| Wymiary zewnętrzne        | 815 × 480 × 925-1225 mm                                               |
|                           |                                                                       |

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wymiary wewnętrzne kojca              | 660 × 410 × 220 mm                                     |
| Wymiary materacyka                    | 600 × 360 × 40 mm                                      |
| Opcja kolorystyczna elementów białych | możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym |

Dla jakich placówek przeznaczone jest łóżeczko z regulacją i szafką MDF?

To **łóżeczko noworodkowe z regulacją i szafką MDF** sprawdzi się jako element wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Model jest szczególnie przydatny tam, gdzie oprócz przezroczystego kojca potrzebna jest regulacja wysokości, szafka z półką oraz front lakierowany według palety RAL.

Produkt znajduje się w kategorii [łóżeczka dla noworodków](#) w grupie [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje **łóżeczka szpitalnego dla noworodka z regulacją wysokości i szafką**. Zakres regulacji 925–1225 mm, pedał nożny, szafka z półką, front MDF lakierowany według palety RAL, przezroczysty kojec, materacyk oraz koła z blokadą tworzą funkcjonalne wyposażenie stanowiska noworodka.

Wariant z regulacją i szafką MDF jest bardziej rozbudowany niż łóżeczko z samą szafką oraz bardziej organizacyjny niż model z regulacją wysokości bez szafki. Dzięki temu dobrze uzupełnia ofertę łóżeczek noworodkowych dla placówek medycznych.

## FAQ

### Czym wyróżnia się to łóżeczko noworodkowe?

Najważniejszym wyróżnikiem jest połączenie regulacji wysokości kojca w zakresie 925–1225 mm, szafki z półką oraz frontu MDF lakierowanego na kolor według palety RAL.

### Czy łóżeczko ma regulację wysokości?

Tak. Kojec ma regulację wysokości w zakresie 925–1225 mm.

### Jak działa regulacja wysokości kojca?

Regulacja wysokości kojca odbywa się za pomocą siłownika gazowego obsługiwanego pedałem nożnym.

### Czy łóżeczko ma szafkę w zestawie?

Tak. W wyposażeniu znajduje się 1 szafka. Szafka jest wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym i wyposażona w półkę.

### Z czego wykonany jest front szafki?

Front wykonany jest z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor według palety RAL.

### Czy kojec jest przezroczysty?

Tak. Łóżeczko posiada kojec z przezroczystego tworzywa.

### Czy kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga?

Tak. Kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga +12°.

### Jakie są wymiary łóżeczka?

Wymiary zewnętrzne łóżeczka wynoszą 815 × 480 × 925–1225 mm. Wymiary wewnętrzne kojca to 660 × 410 × 220 mm, a wymiary materacyka 600 × 360 × 40 mm.

### Jakie koła ma łóżeczko?

Łóżeczko ma białe koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego. Wszystkie koła posiadają blokadę.

---

## Czy elementy białe można wykonać w kolorze szarym?

Tak. Producent przewiduje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz kolor tapicerki TMBY:** nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

**Kolorystyka RAL:** nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

**Wydłużona gwarancja:** Nie , TAK 24 miesiące