

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-noworodkowe-z-szafka-p-3070.html>

Łóżeczko noworodkowe z szafką

Cena brutto	5 100,00 zł
Cena netto	4 722,22 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM2
Kod producenta	BM2(12-C)-D1(1)-ABS3-000-MDF(A)-0-T_-SG(A)-K6

Opis produktu

Łóżeczko noworodkowe z szafką do oddziału szpitalnego

Łóżeczko noworodkowe z szafką to profesjonalny model przeznaczony do wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Produkt łączy mobilną konstrukcję łóżeczka dla noworodka z praktyczną szafką wykonaną z płyty meblowej obustronnie laminowanej. To wariant szczególnie przydatny tam, gdzie przy stanowisku dziecka potrzebne jest dodatkowe miejsce do uporządkowania wyposażenia i akcesoriów.

Najważniejszym wyróżnikiem tego modelu jest **szafka z frontem z płyty meblowej obustronnie laminowanej**, wyposażona w półkę. Dzięki temu łóżeczko łączy funkcję stanowiska dla noworodka z dodatkową przestrzenią do uporządkowania wyposażenia potrzebnego przy codziennej pracy na oddziale.

Szafka z półką przy łóżeczku noworodkowym

W wyposażeniu łóżeczka znajduje się **1 szafka**. Szafka oraz front wykonane są z **płyty meblowej obustronnie laminowanej**, a sama szafka wyposażona jest w półkę. To praktyczne rozwiązanie dla oddziałów, które chcą połączyć stanowisko dla noworodka z miejscem do przechowywania najpotrzebniejszych elementów wyposażenia.

W odróżnieniu od modeli z samym kojcem na stelażu, ten wariant daje dodatkową przestrzeń organizacyjną pod łóżeczkiem. Dzięki temu dobrze sprawdza się jako **łóżeczko oddziałowe z szafką** do sal noworodkowych, położniczych i pediatrycznych.

Stelaż aluminiowy i podstawa stalowa z osłoną ABS

Stelaż łóżeczka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa **ABS w kolorze białym**. Konstrukcja została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **75 mm**.

Koła są w kolorze białym i **wszystkie posiadają blokadę**. Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie łóżeczka oraz jego stabilne ustawienie w wybranym miejscu. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Kojec z przezroczystego tworzywa i Anty-Trendelenburg +12°

Łóżeczko wyposażono w **kojec z przezroczystego tworzywa**, który ułatwia obserwację noworodka. Kojec posiada możliwość ustawienia w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°**, a element pozycjonujący znajduje się po stronie lewej.

W zestawie znajduje się również **tapicerowany materacyk** o wymiarach **600 × 360 × 40 mm**. Połączenie przezroczystego kojca, pozycji Anty-Trendelenburga +12°, mobilnej podstawy na kołach z blokadą oraz szafki z półką tworzy praktyczne łóżeczko noworodkowe do codziennego użytkowania na oddziale.

Kolory szafki i dopłata za II grupę cenową

Cena podstawowa obowiązuje dla kolorów płyt z **I grupy cenowej**: Biel Alpejska, Jasny Szary, Kość Słoniowa, Dąb Elegance, Olcha oraz Sosna Loft Biała. To warianty kolorystyczne, które można dopasować do standardowego wyposażenia placówki.

Dostępne są również kolory płyt z **II grupy cenowej**, za dopłatą **10%**: Beżowy, Cappuccino, Pomarańczowy, Czerwień Chill, Jasny Niebieski, Pastelowy Niebieski, Niebieski, Zieleń Mamba, Żółty, Morelowy oraz Jasny Różowy.

Najważniejsze cechy łóżeczka

- **łożeczko noworodkowe do zastosowań szpitalnych,**
- **1 szafka w zestawie,**
- **szafka i front z płyty meblowej obustronnie laminowanej,**
- **szafka wyposażona w półkę,**
- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,**
- **podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,**
- **koła 75 mm w białej obudowie z tworzywa sztucznego,**
- **wszystkie koła z blokadą,**
- **kojec z przezroczystego tworzywa,**
- **możliwość ustawienia kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°,**
- **element pozycjonujący po stronie lewej,**
- **tapicerowany materacyk 600 × 360 × 40 mm w zestawie,**
- **możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.**

Dane techniczne

Typ produktu	łożeczko noworodkowe szpitalne
Wyposażenie	1 × szafka
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Podstawa	stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, kolor biały, obudowa z tworzywa sztucznego
Blokada kół	tak, wszystkie koła z blokadą
Kojec	z przezroczystego tworzywa
Pozycja kojca	Anty-Trendelenburga +12°
Element pozycjonujący	po stronie lewej
Materacyk	tapicerowany, w zestawie
Szafka	płyta meblowa obustronnie laminowana, szafka z półką
Wymiary zewnętrzne	765 × 480 × 925 mm
Wymiary wewnętrzne kojca	660 × 410 × 220 mm
Wymiary materacyka	600 × 360 × 40 mm
Kolory płyt - I grupa cenowa	Biel Alpejska, Jasny Szary, Kość Słoniowa, Dąb Elegance, Olcha, Sosna Loft Biała
Kolory płyt - II grupa cenowa	Beżowy, Cappuccino, Pomarańczowy, Czerwień Chill, Jasny

	Niebieski, Pastelowy Niebieski, Niebieski, Zieleń Mamba, Żółty, Morelowy, Jasny Różowy – dopłata 10%
Opcja kolorystyczna elementów białych	możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Dla jakich placówek przeznaczone jest łóżeczko z szafką?

To **łóżeczko noworodkowe z szafką** sprawdzi się jako element wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Model jest szczególnie przydatny tam, gdzie oprócz kojca dla noworodka potrzebna jest również szafka z półką do organizacji wyposażenia przy stanowisku dziecka.

Produkt należy do kategorii [łóżeczka dla noworodków](#) w grupie [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje **łóżeczka szpitalnego dla noworodka z szafką**, a nie wyłącznie prostego kojca na mobilnym stelażu. Szafka z półką, przezroczysty kojec, tapicerowany materacyk, koła z blokadą i pozycja Anty-Trendelenburga +12° tworzą praktyczne rozwiązanie do organizacji stanowiska dla noworodka.

Ten wariant wyróżnia się przede wszystkim szafką z półką, przezroczystym kojcem, tapicerowanym materacykiem oraz mobilną podstawą na kołach z blokadą. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które potrzebują łóżeczka noworodkowego z dodatkowym miejscem do organizacji wyposażenia przy stanowisku dziecka.

FAQ

Czym wyróżnia się to łóżeczko noworodkowe?

Najważniejszym wyróżnikiem jest szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Szafka jest wyposażona w półkę, co ułatwia organizację wyposażenia przy stanowisku noworodka.

Czy łóżeczko ma szafkę w zestawie?

Tak. W wyposażeniu znajduje się 1 szafka. Szafka i front wykonane są z płyty meblowej obustronnie laminowanej.

Czy kojec jest przezroczysty?

Tak. Łóżeczko posiada kojec z przezroczystego tworzywa.

Czy kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga?

Tak. Kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga +12°. Element pozycjonujący znajduje się po stronie lewej.

Jakie koła ma łóżeczko?

Łóżeczko ma białe koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego. Wszystkie koła posiadają blokadę.

Jakie są dostępne kolory płyt w cenie podstawowej?

Cena podstawowa obowiązuje dla kolorów z I grupy cenowej: Biel Alpejska, Jasny Szary, Kość Słoniowa, Dąb Elegance, Olcha oraz Sosna Loft Biała.

Czy dostępne są inne kolory płyt?

Tak. Kolory z II grupy cenowej są dostępne za dopłatą 10%. Należą do nich m.in. Beżowy, Cappuccino, Pomarańczowy, Czerwień Chill, Jasny Niebieski, Pastelowy Niebieski, Niebieski, Zieleń Mamba, Żółty, Morelowy i Jasny Różowy.

Jakie są wymiary łóżeczka?

Wymiary zewnętrzne łóżeczka wynoszą 765 × 480 × 925 mm. Wymiary wewnętrzne kojca to 660 × 410 × 220 mm, a wymiary materacyka 600 × 360 × 40 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące