

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-noworodkowe-z-szafka-mdf-p-3515.html>

Łóżeczko noworodkowe z szafką MDF

Cena brutto	3 921,00 zł
Cena netto	3 630,56 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM2
Kod producenta	BM2(12-C)-D1(1)-ABS3-000-MDF(A)-0-T_-0-K6.3

Opis produktu

Łóżeczko noworodkowe z szafką MDF i frontem lakierowanym RAL

Łóżeczko noworodkowe z szafką MDF to profesjonalny model przeznaczony do wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Produkt łączy mobilną konstrukcję łóżeczka dla noworodka z praktyczną **białą szafką z płyty meblowej obustronnie laminowanej** oraz **frontem z płyty MDF lakierowanej na kolor według palety RAL**.

Biała szafka z półką i front MDF lakierowany RAL

W wyposażeniu łóżeczka znajduje się **1 szafka**. Szafka wykonana jest z **płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym** i została wyposażona w półkę. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które potrzebują dodatkowej przestrzeni organizacyjnej przy stanowisku noworodka.

Front szafki wykonany jest z **płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor według palety RAL**. To ważna cecha odróżniająca ten model od łóżeczek z prostą szafką laminowaną. Wariant z frontem MDF pozwala lepiej dopasować wygląd łóżeczka do kolorystyki wyposażenia oddziału.

Przezroczysty kojec i pozycja Anty-Trendelenburga +12°

Łóżeczko wyposażono w **kojec z przezroczystego tworzywa**, który ułatwia obserwację noworodka. Kojec posiada możliwość ustawienia w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°**. Element pozycjonujący znajduje się po stronie lewej.

W zestawie znajduje się **tapicerowany materacyk** o wymiarach **600 x 360 x 40 mm**. Wymiary wewnętrzne kojca wynoszą **660 x 410 x 220 mm**, co pozwala jasno odróżnić ten produkt od większych modeli dla bliźniąt oraz łóżeczek z regulacją wysokości kojca.

Stelaż aluminiowy, podstawa stalowa i koła z blokadą

Stelaż łóżeczka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Podstawa jest stalowa i posiada osłonę z tworzywa **ABS w kolorze białym**. Konstrukcja została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **75 mm**.

Koła są w kolorze białym i **wszystkie posiadają blokadę**. Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie łóżeczka oraz jego stabilne ustawienie w wybranym miejscu. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Najważniejsze cechy łóżeczka z szafką MDF

- **łożeczko noworodkowe do zastosowań szpitalnych,**
- **1 szafka w zestawie,**
- **szafka z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym,**
- **szafka wyposażona w półkę,**
- **front z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor według palety RAL,**
- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,**
- **podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,**
- **koła 75 mm w białej obudowie z tworzywa sztucznego,**
- **wszystkie koła z blokadą,**
- **kojec z przezroczystego tworzywa,**
- **możliwość ustawienia kojca w pozycji Anty-Trendelenburga +12°,**
- **element pozycjonujący po stronie lewej,**
- **tapicerowany materacyk 600 × 360 × 40 mm w zestawie,**
- **możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.**

Dane techniczne

Typ produktu	łożeczko noworodkowe szpitalne
Wyposażenie	1 × szafka
Szafka	płyta meblowa obustronnie laminowana w kolorze białym, szafka z półką
Front szafki	płyta meblowa MDF lakierowana na kolor według palety RAL
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Podstawa	stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, kolor biały, obudowa z tworzywa sztucznego
Blokada kół	tak, wszystkie koła z blokadą
Kojec	z przezroczystego tworzywa
Pozycja kojca	Anty-Trendelenburga +12°
Element pozycjonujący	po stronie lewej
Materacyk	tapicerowany, w zestawie
Wymiary zewnętrzne	765 × 480 × 925 mm
Wymiary wewnętrzne kojca	660 × 410 × 220 mm
Wymiary materacyka	600 × 360 × 40 mm
Opcja kolorystyczna elementów białych	możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Dla jakich placówek przeznaczone jest łożeczko z szafką MDF?

To **łożeczko noworodkowe z szafką MDF** sprawdzi się jako element wyposażenia oddziałów noworodkowych, położniczych i pediatrycznych. Model jest szczególnie przydatny tam, gdzie oprócz kojca dla noworodka potrzebna jest szafka z półką oraz front lakierowany według palety RAL.

Produkt znajduje się w kategorii [łożeczka dla noworodków](#) w grupie [wyposażenie oddziałów noworodkowych i pediatrycznych](#).

Dlaczego warto wybrać ten model?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje **łóżeczka szpitalnego dla noworodka z szafką**, ale zależy jej na wariacie z **frontem MDF lakierowanym według palety RAL**. To istotna różnica względem modeli z prostą szafką laminowaną, półką kosзовą, koszykiem na akcesoria lub regulacją wysokości kojca.

Biała szafka z półką, front MDF lakierowany RAL, przezroczysty kojec, materacyk, pozycja Anty-Trendelenburga +12° oraz koła z blokadą tworzą praktyczne łóżeczko noworodkowe dla oddziałów, które szukają funkcjonalnego i estetycznie dopasowanego wyposażenia stanowiska dziecka.

FAQ

Czym wyróżnia się to łóżeczko noworodkowe?

Najważniejszym wyróżnikiem jest szafka z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym oraz front z płyty MDF lakierowanej na kolor według palety RAL.

Czy łóżeczko ma szafkę w zestawie?

Tak. W wyposażeniu znajduje się 1 szafka. Szafka wykonana jest z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym i jest wyposażona w półkę.

Z czego wykonany jest front szafki?

Front wykonany jest z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor według palety RAL.

Czy kojec jest przezroczysty?

Tak. Łóżeczko posiada kojec z przezroczystego tworzywa.

Czy kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga?

Tak. Kojec można ustawić w pozycji Anty-Trendelenburga +12°. Element pozycjonujący znajduje się po stronie lewej.

Jakie koła ma łóżeczko?

Łóżeczko ma białe koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego. Wszystkie koła posiadają blokadę.

Jakie są wymiary łóżeczka?

Wymiary zewnętrzne łóżeczka wynoszą 765 × 480 × 925 mm. Wymiary wewnętrzne kojca to 660 × 410 × 220 mm, a wymiary materacyka 600 × 360 × 40 mm.

Czy elementy białe można wykonać w kolorze szarym?

Tak. Producent przewiduje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano, T1 - czarny, T2 - biały, T3 - szary, T4 - beżowy, T5 - fiolet, T6 - czerwony, T7 - łososiowy, T8 - pomarańczowy, T9 - żółty, T10 - zielony, T11 - zielony groszek, T12 - jasnozielony, T14 - morski, T15 - błękitny, T16 - jasny niebieski, T17 - niebieski, T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano, RAL 9003-biały, RAL9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminowy, RAL 7035-szary