

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozeczko-szpitalne-dla-noworodka-p-1429.html>

Łóżeczko szpitalne dla noworodka z przezroczystym kojcem

Cena brutto	2 052,00 zł
Cena netto	1 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM0-ST
Kod producenta	BM0-ST-9003-0-T_-K5

Opis produktu

Łóżeczko szpitalne dla noworodka – mydelniczka z najazdem na łóżko matki

Łóżeczko szpitalne dla noworodka to mobilne łóżeczko noworodkowe typu **mydelniczka**, przeznaczone do oddziałów położniczych, neonatologicznych, sal rooming-in oraz placówek medycznych opiekujących się noworodkami. Model łączy funkcję najazdu na łóżko matki, przezroczysty kojec, koła z blokadą oraz możliwość oszczędnego przechowywania kilku łóżeczek dzięki rozkładaniu stelaża w stelaż.

Ten typ łóżeczka jest często określany jako **łóżeczko mydelniczka dla noworodka** lub **mydelniczka szpitalna**, ponieważ przezroczysty kojec ułatwia obserwację dziecka z różnych stron. To praktyczne rozwiązanie dla oddziałów, w których ważna jest bliskość noworodka przy łóżku matki, mobilność wyposażenia i sprawna organizacja przestrzeni.

Najważniejsze zalety łóżeczka noworodkowego

- **Najazd na łóżko matki** – możliwość podjazdu do łóżka, jeśli jego wysokość jest mniejsza niż 760 mm.
- **Funkcja sztaplowania** – stelaż wjeżdża w stelaż, co ogranicza miejsce potrzebne do przechowywania łóżeczek.
- **Przezroczysty kojec** – ułatwia obserwację noworodka bez konieczności przestawiania łóżeczka.
- **Pozycja Anty-Trendelenburga +12°** – kojec można ustawić pod kątem zgodnym ze specyfikacją producenta.
- **Koła 75 mm z blokadą** – wszystkie koła mają blokadę, co ułatwia mobilność i stabilne ustawienie łóżeczka.
- **Tapicerowany materacyk w zestawie** – dopasowany do wymiarów kojca.
- **Biała, medyczna konstrukcja** – stelaż z rurek stalowych lakierowanych proszkowo na biało.

Najazd na łóżko matki – wygoda dla oddziału położniczego

Funkcja najazdu na łóżko matki pozwala ustawić łóżeczko blisko pacjentki, co ułatwia opiekę nad dzieckiem, karmienie, obserwację i codzienną organizację pracy na sali poporodowej. Warunkiem technicznym jest wysokość łóżka matki poniżej **760 mm**. Dzięki temu łóżeczko sprawdza się w placówkach, które chcą zwiększyć komfort opieki nad noworodkiem i usprawnić system rooming-in.

Łóżeczko mydelniczka z funkcją sztaplowania

Dużą zaletą tego modelu jest funkcja najazdu stelaża w stelaż. Oznacza to, że kilka łóżeczek można przechowywać jedno w drugim, ograniczając ilość miejsca potrzebnego na zapleczu oddziału. To szczególnie ważne w szpitalach, gdzie liczba łóżeczek noworodkowych musi być dopasowana do aktualnego obłożenia, a przestrzeń magazynowa jest ograniczona.

Przezroczysty kojec i pozycja Anty-Trendelenburga +12°

Kojec wykonano z przezroczystego tworzywa, co ułatwia stałą obserwację dziecka. Możliwość ustawienia kojca w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°** zwiększa funkcjonalność łóżeczka w codziennej opiece oddziałowej. W zestawie znajduje się również tapicerowany materacyk dopasowany wymiarowo do kojca.

Wykonanie łóżeczka szpitalnego dla noworodka

Stelaż łóżeczka wykonano z rurek stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biały. Konstrukcja została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **75 mm**. Wszystkie koła posiadają blokadę, dzięki czemu łóżeczko można łatwo przemieścić, a następnie stabilnie ustawić przy łóżku matki, stanowisku opieki lub na sali noworodkowej.

Dane techniczne

Typ produktu	łóżeczko szpitalne dla noworodka / łóżeczko mydelniczka
Przeznaczenie	oddziały położnicze, neonatologiczne, sale noworodkowe, rooming-in
Konstrukcja	rurki stalowe lakierowane proszkowo na biało
Koła	średnica 75 mm, obudowa z tworzywa sztucznego, kolor biały, wszystkie koła z blokadą
Kojec	przezroczyste tworzywo
Regulacja kojca	pozycja Anty-Trendelenburga +12°
Materacyk	tapicerowany, dopasowany do kojca
Funkcja najazdu na łóżko matki	tak, przy wysokości łóżka matki poniżej 760 mm
Funkcja sztaplowania	tak, najazd stelaża w stelaż
Wymiary zewnętrzne	830 × 570 × 995 mm
Wymiary wewnętrzne kojca	660 × 410 × 220 mm
Wymiary materacyka	600 × 360 × 40 mm

Dla kogo przeznaczone jest łóżeczko?

Łóżeczko przeznaczone jest dla szpitali, oddziałów położniczych, oddziałów neonatologicznych, sal noworodkowych oraz placówek medycznych, które potrzebują mobilnego i łatwego do przechowywania łóżeczka dla noworodka. Sprawdza się tam, gdzie ważny jest szybki dostęp do dziecka, możliwość ustawienia łóżeczka przy łóżku matki oraz wygodna organizacja większej liczby stanowisk.

Zobacz również inne [łóżeczka noworodkowe](#), [meble medyczne](#) oraz [łóżka szpitalne](#) dostępne w SaleMED.

FAQ

Czy to łóżeczko można podsunąć pod łóżko matki?

Tak, łóżeczko posiada funkcję najazdu na łóżko matki. Warunkiem technicznym jest wysokość łóżka matki mniejsza niż 760 mm.

Co oznacza określenie łóżeczko mydelniczka?

„Łóżeczko mydelniczka” to potoczna nazwa łóżeczka noworodkowego z przezroczystym kojcem. Formalnie ten produkt jest łóżeczkiem szpitalnym dla noworodka z funkcją najazdu na łóżko matki i funkcją sztaplowania.

Czy łóżeczko można przechowywać jedno w drugim?

Tak, model ma funkcję najazdu stelaża w stelaż. Dzięki temu kilka łóżeczek można ustawić w sposób oszczędzający miejsce na oddziale lub zapleczu.

Czy wszystkie koła mają blokadę?

Tak, łóżeczko wyposażono w koła o średnicy 75 mm, a każde z nich posiada blokadę. Ułatwia to przemieszczanie łóżeczka i stabilne ustawienie go w wybranym miejscu.

Czy kojec jest przezroczysty?

Tak, kojec wykonany jest z przezroczystego tworzywa. Dzięki temu personel i matka mogą łatwiej obserwować noworodka bez konieczności ciągłego przestawiania łóżeczka.

Jakie są wymiary łóżeczka?

Wymiary zewnętrzne łóżeczka wynoszą 830 × 570 × 995 mm. Wymiary wewnętrzne kojca to 660 × 410 × 220 mm, a wymiary materacyka to 600 × 360 × 40 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące