

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-bariatryczne-dream-max-do-270-kg-p-3217.html>



Łóżko bariatryczne DREAM MAX do 270 kg

Cena brutto	7 000,00 zł
Cena netto	6 481,48 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-DREAM-TIM MAX

Opis produktu

Łóżko bariatryczne DREAM MAX - Komfort i bezpieczeństwo dla osób o zwiększonych potrzebach

Łóżko bariatryczne DREAM MAX to doskonałe rozwiązanie dla osób starszych, trwale leżących lub z niepełnosprawnościami, które potrzebują specjalistycznego wsparcia w codziennej opiece. Z jego pomocą codzienne czynności, takie jak zmiana pozycji, wstawanie czy układanie się, stają się łatwiejsze, nawet dla osób o ograniczonej mobilności. Maksymalna waga użytkownika wynosi **aż 270 kg**, co sprawia, że łóżko jest idealne dla pacjentów o większych wymaganiach wagowych.

Kluczowe funkcje łóżka DREAM MAX:

- **Elektryczne sterowanie na pilota** - możliwość regulacji czterech stref: głowy, tułowia, górnego oraz dolnego odcinka nóg, co zapewnia pełną kontrolę nad pozycją ciała.
- **Stabilna, stalowa konstrukcja** - wytrzymała rama malowana proszkowo, która gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez ryzyka uszkodzeń.
- **4-częściowe, łamane leże** - dzięki temu pacjent może wygodnie dostosować pozycję do swoich potrzeb, z pełnym wsparciem dla kręgosłupa.
- **Precyzyjne siłowniki Dewert** - niezawodne i trwałe mechanizmy niemieckiej produkcji, zapewniają płynną regulację pozycji.
- **Regulacja wysokości** w zakresie od 38,5 cm do 81,5 cm - ułatwia dostosowanie łóżka do różnych potrzeb opiekunów oraz pacjentów.
- **Kąt zagłówka regulowany** od 0° do 72° - idealny do czytania, jedzenia czy relaksu w pozycji półleżącej.
- **Stabilne barierki boczne** - gwarantują bezpieczeństwo i ochronę przed przypadkowym upadkiem.
- **Możliwość transportu pacjenta** - łóżko wyposażone w kółka z blokadą, co ułatwia przemieszczanie łóżka wraz z pacjentem.

Zwiększone bezpieczeństwo i komfort użytkowania

DREAM MAX wyposażone jest w innowacyjne rozwiązania, które podnoszą bezpieczeństwo użytkownika:

- **System blokad** na barierkach bocznych - dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem.
- **System ochrony IPX4** - zapewnia ochronę przed wnikaniem wody, co jest szczególnie ważne w warunkach domowych.
- **Niskonapięciowy system 24V** - zapewnia bezpieczeństwo działania siłowników, minimalizując ryzyko związane z przepięciami.

Dodatkowe funkcje

- **Trendelenburg i anty-Trendelenburg** – łóżko oferuje funkcję pochylania ciała pacjenta pod kątem od 0° do 12°, co wspomaga leczenie i poprawia komfort.
- **Wysięgnik z uchwytem** – wzmocniona konstrukcja wysięgnika umożliwia pacjentowi samodzielne podciąganie się lub zmiany pozycji.

Estetyka i łatwość obsługi

Łóżko bariatryczne DREAM MAX nie tylko wyróżnia się funkcjonalnością, ale także estetycznym wyglądem. **Wykończenie w kolorze buku** nadaje mu elegancki wygląd, który wkomponuje się w każde wnętrze. Dodatkowo, **prosty montaż i demontaż** ułatwiają transport i przechowywanie łóżka.

Dane techniczne

- **Maksymalna waga użytkownika:** 270 kg
- **Wymiary leża:** 120 x 201 cm
- **Zewnętrzne wymiary łóżka:** 132 x 219,5 cm
- **Wysokość regulowana:** od 38,5 cm do 81,5 cm
- **Waga całkowita łóżka:** 90,5 kg (bez poręczy)
- **Kolor:** buk

Dlaczego warto wybrać łóżko bariatryczne DREAM MAX?

DREAM MAX to łóżko stworzone z myślą o wygodzie, bezpieczeństwie oraz łatwości obsługi zarówno dla pacjentów, jak i opiekunów. Wyjątkowa wytrzymałość, zaawansowane funkcje elektryczne oraz estetyczny design sprawiają, że jest to inwestycja w zdrowie i komfort na lata. Wybierając łóżko DREAM MAX, zyskujesz 2 lata gwarancji oraz pewność, że wybierasz produkt najwyższej jakości.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.