

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-do-masazu-wsr-e-p-2079.html>

Łóżko do masażu WSR E



Cena brutto	5 471,00 zł
Cena netto	5 065,74 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-WSR-E

Opis produktu

Łóżko do masażu WSR E - komfort i precyzja w Twoim gabinecie

Łóżko do masażu WSR E to nowoczesny stół rehabilitacyjny elektryczny, stworzony z myślą o wygodzie terapeuty oraz pacjenta. Zaprojektowany z dbałością o detale, ten dwuczęściowy stół stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla masażyści, jak i rehabilitantów. Dzięki elektrycznej regulacji wysokości oraz innowacyjnej konstrukcji, WSR E zapewnia pełną elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb każdej terapii.

Wysoka jakość i funkcjonalność

Stół do masażu WSR E wyróżnia się solidną budową, wzmocnionym blatem oraz eleganckim wykończeniem. Podglówek, regulowany sprężyną gazową, pozwala na precyzyjne ustawienie kąta nachylenia, a gruba pianka (50 mm) zapewnia pacjentom maksymalny komfort podczas zabiegów. Dzięki regulowanym stopkom, stół można idealnie wypoziomować, co ma kluczowe znaczenie w codziennej pracy terapeuty.

Elektryczna regulacja dla pełnej wygody

Jednym z głównych atutów łóżka do masażu WSR E jest elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego, umożliwiającą szybkie i bezproblemowe dostosowanie pozycji stołu od 50 cm do 92 cm. To kluczowe dla optymalizacji warunków pracy oraz zdrowia terapeuty, a także dla łatwego dostępu do stołu dla pacjentów o różnej mobilności.

Wszechstronność w standardzie i opcjach dodatkowych

Standardowe wyposażenie obejmuje tapicerkę skóropodobną w 25 odcieniach, co pozwala dopasować wygląd stołu do stylu każdego gabinetu. Ponadto, stół posiada uchwyty na pasy stabilizujące, które ułatwiają prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych. Dla osób poszukujących dodatkowych funkcji, dostępne są opcjonalne udogodnienia, takie jak otwór w leżu z zatyczką, podłokietniki, system jezdny z kółkami, czy winylowa tapicerka exclusive line (w kolorach 101-112).

Specyfikacja techniczna

- Długość: 208 cm
- Długość leża: 200 cm

- Szerokość: 69 cm*
- Wysokość: 50-92 cm (elektrycznie regulowana)
- Kąt nachylenia zagłówka: od -60° do +45°
- Maksymalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 88 kg

Dzięki swojej funkcjonalności i wytrzymałości, **stół do masażu WSR E** doskonale sprawdza się w intensywnym użytkowaniu, zarówno w gabinetach masażu, jak i ośrodkach rehabilitacyjnych. Jego konstrukcja zapewnia stabilność, a bogata oferta opcji dodatkowych pozwala na indywidualną konfigurację.

Idealny wybór dla profesjonalistów

Łóżko do masażu WSR E to nie tylko narzędzie pracy, ale również inwestycja w jakość świadczonych usług. Dzięki elektrycznej regulacji wysokości i ergonomicznemu projektowi, zapewnia wygodę zarówno terapeutcie, jak i pacjentowi, wspierając skuteczność zabiegów. Solidna konstrukcja oraz różnorodne opcje personalizacji sprawiają, że to łóżko spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających specjalistów.

Wypożyczenie dodatkowe oprócz pilota nożnego oraz wieszaka na podkład można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zielen medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Kółka jezdne WSR: nie , tak (+ 506,00 zł)

Otwór w leżu J: nie , tak (+ 74,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: PR - pilot ręczny , PN - pilot nożny standard (zamiast ręcznego) (+ 315,00 zł) , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł) , PBP Pilot bezprzewodowy (zamiast ręcznego) (+ 362,00 zł) , SR sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

Wycięcie na twarz J: nie , tak (+ 74,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Zatyczka podgłówek J: nie , tak (+ 74,00 zł)

Zatyczka leża J: nie , tak (+ 74,00 zł)