

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-do-przewozenia-chorych-p-209.html>

Łóżko do przewożenia chorych

Numer katalogowy

SM-M-ŁT-W-01



Opis produktu

Prezentowane łóżko wykorzystywane jest do przewożenia pacjentów pomiędzy salami w szpitalach bądź klinikach. Łóżko to posiada stalową konstrukcję, która malowana jest proszkowo. Stalowa konstrukcja łóżka sprawia, że jest stabilne i solidne. Ponadto łóżko to posiada chromowane barierki boczne posiadające możliwość złożenia. Łóżko standardowo wyposażone jest w cztery jezdne kółka, z czego dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu. Istotną zaletą tego łóżka jest regulacja kąta odchylenia wezgiłowia w zakresie 0° , $30^\circ \pm 5^\circ$, która odbywa się za pomocą mechanizmu zapadkowego. Dzięki tej regulacji możliwe jest ułożenie pacjenta w pozycji półsiedzącej. Dodatkową opcją tego łóżka jest regulowana wysokość leża w przedziale 510 – 920mm. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą mechanizmu hydraulicznego. Ważnym elementem tego łóżka jest wygodne leże obite materiałem skóropodobnym, które jest łatwe do utrzymania w czystości. Wymiary tego łóżka wynoszą: 2075mm - długość całkowita, 800mm szerokość całkowita.

Cechy łóżka:

- możliwość złożenia barierki bocznych
- wyposażone w cztery jezdne koła w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu
- regulowane oparcie pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego
- regulowana wysokość za pomocą pompy hydraulicznej
- metalowa konstrukcja malowana proszkowo
- leżysko obite materiałem skóropodobnym
- łatwe do utrzymania w czystości
- zapewnia bezpieczeństwo w trakcie użytkowania
- stabilne i trwałe
- solidna konstrukcja
- chromowane boczne barierki
- kolor: biały
- gwarancja na 12 miesięcy

Parametry techniczne:

- szerokość całkowita 800mm
- długość całkowita 2075mm
- regulacja wysokości 510 – 920mm
- regulacja wezgiłowia 0° , 30°

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki M: Skaj-B1 , Skaj-B3 , Skaj-B4 , Skaj-B5 , Skaj-B6 , Skaj-B7 , Skaj-B8 , Skaj-B9 , Skaj-B10 , Skaj-B11 , Skaj-B12 , Skaj-B22 , Skaj-B30 , Skaj-B31 , Skaj-B32