

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-do-transportu-chorego-ze-sprezyna-gazowa-i-przechylem-trendelenburga-p-2939.html>



Łóżko do transportu chorego ze sprężyną gazową i przechyłem Trendelenburga

Cena brutto	8 456,00 zł
Cena netto	7 829,63 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-WS-TC-12

Opis produktu

Łóżko do transportu chorego ze sprężyną gazową i przechyłem Trendelenburga

Łóżko do przewozu chorych **ze sprężyną gazową i przechyłem Trendelenburga**, jest przeznaczone do transportu pacjenta w pozycji leżącej na terenie szpitala, ale też innym obiekcie zdrowia. Dzięki konstrukcji, która została stworzona z **malowanych proszkowo profili stalowych, wózek zyskał na trwałości**. Urządzenie jest regulowane w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim prezentowany wózek do transportu chorych posiada mechanizm hydrauliczny do sterowania wysokością. Łóżko posiada regulowany podglówek, **za pomocą sprężyny gazowej** oraz krążki odbojowe, a także można płynnie ustawiać poziom przechyłu, podnosząc nogi pacjenta nad głowę. Ponadto każdy produkt posiada **barierki boczne, które można w każdej chwili złożyć, by na przykład wygodnie ułożyć chorego na łóżko**.

Wózek, łóżko transportowe, posiada specjalny blat z płyty HPL, która jest przezierna dla promieni rentgenowskich oraz z materaca wykonanego z pianki poliuretanowej. Wózek do transportu chorego posiada płynną regulację przechyłu Trendelenburga z możliwością **zablokowania za pomocą sprężyny gazowej**.

Cechy produktu:

- do szpitali i innych placówek medycznych
- do transportu chorych
- regulacja wysokości
- profile stalowe malowane proszkowo
- składane barierki boczne
- regulacja podglówka za pomocą sprężyny gazowej
- krążki odbojowe
- blat z płyty HPL
- materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP
- pozycja **Trendelenburga**
- z 8% VAT

Opcje dodatkowe (za dopłatą):

- centralna blokada kółek
- wieszak na kroplówkę
- wieszak na butlę z tlenem
- kosz na rzeczy osobiste
- pasy do unieruchomienia pacjenta
- materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta

-
- prowadnica na kasetę RTG

Dane techniczne:

- Długość materaca/ całkowita **195/218 cm**
- Szerokość materaca /całkowita **65 /78 cm**
- Wysokość **47-86 cm**
- Regulacja kąta podglówka **0° do 80°**
- Pozycja Trendelenburga **0° do 12°**
- Pozycja Anty-Trendelenburga **niedostępne**
- Masa własna **83 kg**
- Maksymalne obciążenie **200 kg**

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centralna blokada kół WS: Nie , Tak (+ 990,00 zł)

Wieszak na butlę z tlenem WS: Nie , Tak (+ 170,00 zł)

Kosz na rzeczy osobiste WS: Nie , Tak (+ 255,00 zł)

Pasy do unieruchomienia pacjenta: Nie , Tak (+ 220,00 zł)

Materac z uchwytami WS: Nie , Tak (+ 190,00 zł)

Prowadnica na kasetę RTG WS: Nie , Tak (+ 180,00 zł)

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17

Kolory stelaża WS: RAL9003

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 340,00 zł)