

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-ortopedyczne-elektryczne-p-1101.html>



Łóżko ortopedyczne elektryczne

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

**SM-TGO-ŁR-BOCK-D-261
A039**

Opis produktu

Elektryczne łóżko rehabilitacyjne stworzone zostało z myślą o osobach niepełnosprawnych, które przebywają w domu bądź w szpitalu. Dzięki swym zaletom łóżko zapewnia pacjentowi maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Łóżko to wykonane jest z bardzo wytrzymałej stali, która malowana jest proszkowo. Jest ono wyposażone w łamane łożo składające się z 4 części. Łoże może być drewniane lub metalowe. Takie łożo posiada 4 obszary: głowa i tułów, dolny odcinek kręgosłupa, górny oraz dolny odcinek nóg. Jedną z głównych zalet tego łóżka jest regulacja wysokości leża w granicach od 40 do 81 cm, jak również regulacja kąta zagłówka od 0 do 70 stopni.

Łóżko wyposażone jest w stabilne boczne barierki z blokadą. Barierki te zabezpieczają pacjenta przed spadnięciem z łóżka. Łóżko to jest bardzo łatwe w montażu oraz w rozłożeniu. Zajmuje to również niewiele czasu.

Łóżko ortopedyczne elektryczne, cechy:

- stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
- estetyczne wykończenie łóżka w kolorze Havanna/Buk
- 4-częściowe łamane łożo drewniane
- precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
- regulacja wysokości w zakresie od 40 do 81 cm
- regulacja kąta zagłówka od 0° do 70°
- stabilne barierki boczne
- możliwość transportu pacjenta
- prosty montaż, demontaż i transport
- wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża
- wysięgnik z uchwytem w standardzie

Bezpieczeństwo:

- podstawowy bezpiecznik we wtyczce zasilania
- dodatkowy bezpiecznik wtórny
- system izolacji termicznej
- precyzyjny pilot z wbudowaną blokadą ustawień
- 4 koła transportowe z blokadą
- barierki boczne z blokadą opuszczania
- specjalny spiralny kabel sieciowy
- wspornik zapobiegający skręceniu kabli

-
- system IPX4 (zabezpieczający przed wnikaniem wody)
 - system 24V (niskiego napięcia w siłownikach)

Łóżko ortopedyczne elektryczne, dane techniczne:

- waga całkowita – 82 kg
- wymiary powierzchni do leżenia – 90 x 200 cm
- wymiar zewnętrzny – 103 x 221 cm
- dopuszczalna ładowność – 170 kg
- maksymalna waga osoby – 135 kg
- regulacja wysokości – 40 do 81 cm
- wysokość podnośnika od podłoża – 23 cm
- wysokość bocznej poręczy – 37 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor łóżka: BRAK , Havanna , Buk