

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-rehabilitacyjne-a3-p-770.html>

Łóżko rehabilitacyjne A3



Czas wysyłki	6-8 tygodni
--------------	--------------------

Numer katalogowy	SM-M-A-3
------------------	-----------------

Opis produktu

To łóżko rehabilitacyjne posiada leże podzielone na dwa segmenty. Jeden segment stanowi część pleców i regulowany jest przy pomocy mechanizmów zapadkowych, drugi natomiast segment to część nóg i również regulowany jest mechanizmem zapadkowym. Dzięki możliwości łatwego wyjmowania szczytów łóżko rehabilitacyjne w mgnieniu oka można zmienić w łóżko reanimacyjne. Ponadto indywidualna blokada jazdy i obrotu dwóch kół jezdnych czyni łóżko niezwykle komfortowe w użyciu. Zaletą prezentowanego łóżka są również krążki odbojowe, które chronią przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Cechy łóżka rehabilitacyjnego:

- leże podzielone na dwa segmenty
- jeden segment: część pleców
- drugi segment: część nóg
- segment pleców regulowany mechanizmem zapadkowym
- łatwe wyjmowanie szczytów
- może pełnić funkcję łóżka reanimacyjnego
- indywidualna blokada jazdy i obrotu dwóch kół
- krążki odbojowe

Dane techniczne:

Długość łóżka	2180 ± 5 mm
Szerokość łóżka z poręczami	985 ± 10 mm
Szerokość leża	860 ± 5 mm
Wysokość leża	550 ± 5 mm
Kąt odchylenia oparcia pleców	0° ÷ 60° ± 5°
Kąt odchylenia oparcia nóg	0° ÷ 25° ± 5°

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: Szczyty z płyty HPL , Szczyty z płyty laminowanej

Kolory metalu M: RAL9016 BIAŁY , RAL1015 BEŻ , RAL7035 POPIEL , RAL9007 METALIC , RAL9005 CZARNY