

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-rehabilitacyjne-dzieciece-p-766.html>

## Łóżko rehabilitacyjne dziecięce



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>6-8 tygodni</b>  |
| Numer katalogowy | <b>SM-M-LSD-D-1</b> |

### Opis produktu

Łóżko rehabilitacyjne dziecięce dwusegmentowe - doskonale nadaje się do pielęgnacji i opieki medycznej najmłodszych pacjentów. Zostało **wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym**. Wysokość leża oraz barierok bocznych można z **łatwością regulować** według indywidualnych potrzeb użytkownika co czyni łóżko **bardzo komfortowe w użyciu dla personelu** medycznego. Segmenty leża zostały **wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym**. Dzięki zastosowaniu przez producenta czterech krążków odbojowych łóżko jest chronione przed ewentualnymi uszkodzeniami. Ponadto istnieje możliwość indywidualnej **blokady jazdy i obrotu** dwóch kół jezdnych.

### Cechy łóżka rehabilitacyjnego:

- Przeznaczony dla dzieci,
- Idealny do pielęgnacji i opieki,
- Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym,
- Wysokość leża regulowana systemem zaczepowym,
- Wysokość barierok bocznych regulowana,
- Posiada krążki odbojowe,
- Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°
- Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1315mm
- Zabezpieczone przed uszkodzeniami,
- Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu
- Ustawianie leża w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

### Wyposażenie dodatkowe:

- materace
- statyw kroplówki przyłóżkowy
- ramka do karty gorączkowej
- podwójna rama wyciągowa do łóżka dziecięcego
- 1x kosz na pościel (zamontowany pod łóżkiem)

### Dane techniczne:

---

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Szerokość całkowita               | 765 ± 10mm     |
| Długość całkowita                 | 1600 ± 10mm    |
| Regulacja wysokości leża          | 505÷805 ± 10mm |
| Kąt przechyłu Trendelenburga      | 0 - 15° (± 5°) |
| Kąt przechyłu anty-Trendelenburga | 0 - 15°(± 5°)  |

**CENA OBEJMUJE TYLKO ŁÓŻECZKO WIDOCZNE NA ZDJĘCIU GŁÓWNYM!!!**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dodatek1:** brak , podwójna rama wyciągowa do łóżka

**Dodatek2:** brak , ramka do karty gorączkowej

**Dodatek3:** brak , 1x kosz na pościel

**Dodatek:** brak , Statyw kroplówki przyłożkowy

**Kolory metalu M:** RAL9016 BIAŁY , RAL1015 BEŻ , RAL7035 POPIEL , RAL9007 METALIC , RAL9005 CZARNY , RAL9006 SREBRNY ALUMINIOWY , RAL5024 NIEBIESKI PASTELOWY , RAL6018 ZIELONY , RAL1003 ŻÓŁTY , RAL3002 CZERWONY

**Materac M:** brak , Materac