

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-rehabilitacyjne-elektryczne-domowe-p-3020.html>

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne domowe

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-D-S-OAK



Opis produktu

Prezentowane w naszej ofercie łóżko rehabilitacyjne elektryczne domowe spełnia specjalne wymagania do zastosowania w instytucjach opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Produkt ten idealnie sprawdzi się również do opieki długoterminowej w warunkach domowych.

Wyróżnia się on na tle innych modeli dostępnych na rynku swym niezawodnym działaniem i żywotnością.

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne domowe dedykowane jest dla osób starszych, trwale leżących lub niepełnosprawnych.

Leżenie tego łóżka posiada cztery obszary sterowane elektrycznie za pomocą pilota - ruchome obszary głowy i tułowia, górnego i dolnego odcinka nóg oraz nieruchomego obszaru dolnej części kręgosłupa.

Łóżko ortopedyczne elektryczne, cechy:

- stalowa rama,
- wytrzymała rama,
- rama malowana proszkowo,
- 4 - częściowe łamane łoża drewniane,
- precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące,
- regulacja w zakresie od 40 - 81 cm,
- regulacja kąta zagłówka od 0 - 70 stopni,
- stabilne barierki boczne,
- możliwość transportu pacjenta,
- prosty montaż, demontaż i transport,
- wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża,
- wysięgnik z uchwytem w standardzie,
- estetyczne wykończenie łóżka w kolorze jasnym (SONOMA OAK)
- sprzedawany ze stawką 8% VAT

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne domowe, dane techniczne:

- Waga całkowita - 82 kg
- Wymiary powierzchni do leżenia - 90 x 200 cm
- Wymiar zewnętrzny - 103 x 221 cm
- Dopuszczalna ładowność - 170 kg
- Maksymalna waga osoby - 135 kg
- Regulacja wysokości - 40 do 81 cm
- Wysokość podnośnika od podłoża - 23 cm
- Wysokość bocznej poręczy - 37 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.