

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-rehabilitacyjne-a4-p-771.html>

Łóżko rehabilitacyjne A4



Cena brutto	3 320,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 074,07 zł
------------	--------------------

Czas wysyłki	6-8 tygodni
--------------	--------------------

Numer katalogowy	SM-M-LR-A4
------------------	-------------------

Opis produktu

Łóżko szpitalno - rehabilitacyjne zostało stworzone specjalnie z myślą o pacjentach stale pozostających w łóżku. Dzięki temu, że zostało ono wykonane z najwyższej jakości surowców produkt jest solidny, trwały i odporny na różnego rodzaju uszkodzenia.

Aby w zaledwie kilka sekund zmienić łóżko szpitalne w łóżko reanimacyjne producent zastosował szczyty nóg i głowy odejmowane od ramy łóżka. Ponadto parcie pleców i nóg można regulować mechanizmem zapadkowym, dlatego można ułożyć pacjenta w dogodnej dla niego pozycji. Dodatkową zaletą łóżka szpitalnego jest możliwość blokady jazdy i obrotu dwóch kół jezdnych.

Cechy łóżka szpitalnego:

- leże łóżka dwusegmentowe
- regulacja segmentu oparcia pleców systemem zapadkowym
- regulacja segmentu nóg mechanizmem zapadkowym
- cztery koła w tym dwa z indywidualną blokadą jazdy i obrotu
- centralna blokada kół (opcja)
- tuleje do mocowania wysięgnika lub statywu kroplówki
- krążki odbojowe

Dane techniczne:

Długość łóżka	2110 ± 10 mm
Szerokość łóżka z poręczami	985 ± 10 mm
Wysokość leża	550 ± 10 mm
Szerokość leża	860 ± 10 mm
Kąt odchylenia oparcia pleców	0°, 70° ± 5°
Kąt odchylenia oparcia nóg	0° -16 ± 5°

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centralna blokada kół M: Nie , Tak

Kolory metalu M: RAL9016 BIAŁY , RAL1015 BEŻ , RAL7035 POPIEL , RAL9007 METALIC , RAL9005 CZARNY

