

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-szpitalne-dla-noworodka-p-1435.html>



Łóżko szpitalne dla noworodka z najazdem

Cena brutto	2 485,00 zł
Cena netto	2 300,93 zł
Cena poprzednia	2 660,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM1
Kod producenta	BM1(12-B)-ABS3-0000-0-T_K6.3

Opis produktu

Łóżko szpitalne dla noworodka z najazdem na łóżko matki

Łóżko szpitalne dla noworodka z najazdem to mobilne łóżeczko oddziałowe przeznaczone do sal położniczych, neonatologicznych i rooming-in. Model umożliwia ustawienie łóżeczka blisko łóżka matki, dzięki czemu ułatwia opiekę nad dzieckiem, karmienie, obserwację oraz codzienną organizację pracy personelu medycznego.

Ten wariant wyróżnia się **stelażem z profilu aluminiowego**, **stalową podstawą z osłoną ABS**, przezroczystym kojcem oraz kołami z blokadą. To praktyczne **łóżeczko noworodkowe na oddział**, zaprojektowane do placówek, które potrzebują mobilnego, estetycznego i funkcjonalnego wyposażenia do opieki nad noworodkiem.

Najważniejsze cechy łóżka noworodkowego

- **Najazd na łóżko matki** – możliwy przy wysokości łóżka matki poniżej 700 mm.
- **Stelaż z profilu aluminiowego** – lakierowany proszkowo na biało.
- **Podstawa stalowa z osłoną ABS** – biała osłona z tworzywa ABS.
- **Koła 75 mm z blokadą** – wszystkie koła wyposażone są w blokadę.
- **Przezroczysty kojec** – ułatwia obserwację noworodka.
- **Pozycja Anty-Trendelenburga +12°** – kojec można ustawić pod kątem zgodnym ze specyfikacją producenta.
- **Tapicerowany materacyk** – dopasowany do wymiarów kojca.
- **Opcja koloru szarego** – możliwość wykonania białych elementów w kolorze szarym.

Najazd na łóżko matki poniżej 700 mm

Funkcja najazdu na łóżko matki pozwala ustawić łóżko noworodkowe blisko pacjentki. Warunkiem technicznym jest wysokość łóżka matki mniejsza niż **700 mm**. To rozwiązanie szczególnie przydatne w salach poporodowych i systemie rooming-in, gdzie ważny jest szybki dostęp do dziecka oraz wygodna organizacja opieki.

Aluminiowy stelaż i podstawa ABS

Łóżeczko posiada stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Podstawa jest stalowa i została zabezpieczona osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym. Taka konstrukcja nadaje produktowi estetyczny, medyczny wygląd i odróżnia go od klasycznych łóżeczek noworodkowych z prostym stelażem stalowym.

Przezroczysty kojec z pozycją Anty-Trendelenburga +12°

Kojec wykonano z przezroczystego tworzywa, co ułatwia obserwację dziecka z różnych stron. Możliwość ustawienia kojca w pozycji **Anty-Trendelenburga +12°** zwiększa funkcjonalność łóżeczka w codziennej opiece oddziałowej. W zestawie znajduje się tapicerowany materacyk dopasowany do wnętrza kojca.

Dane techniczne

Typ produktu	łóżko szpitalne dla noworodka / łóżeczko noworodkowe z najazdem
Przeznaczenie	oddziały położnicze, neonatologiczne, sale noworodkowe, rooming-in
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Podstawa	stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, obudowa z tworzywa sztucznego, kolor biały, wszystkie koła z blokadą
Kojec	przezroczyste tworzywo
Regulacja kojca	pozycja Anty-Trendelenburga +12°
Materacyk	tapicerowany, dopasowany do kojca
Funkcja najazdu	tak, na łóżko matki o wysokości poniżej 700 mm
Wymiary zewnętrzne	755 × 480 × 925 mm
Wymiary wewnętrzne kojca	660 × 410 × 220 mm
Wymiary materacyka	600 × 360 × 40 mm
Opcja kolorystyczna	możliwość wykonania białych elementów w kolorze szarym

Dla kogo przeznaczone jest to łóżko szpitalne?

Produkt przeznaczony jest dla szpitali, oddziałów położniczych, oddziałów neonatologicznych oraz placówek medycznych, które potrzebują mobilnego łóżka dla noworodka z funkcją najazdu na łóżko matki. Sprawdzi się szczególnie tam, gdzie liczy się kompaktowa konstrukcja, łatwa obserwacja dziecka, stabilne ustawienie oraz estetyczna podstawa z osłoną ABS.

Zobacz także inne [łożeczka noworodkowe](#), [meble medyczne](#) oraz [łożka szpitalne](#) dostępne w SaleMED.

FAQ

Czy łóżko szpitalne dla noworodka można podsunąć pod łóżko matki?

Tak, produkt ma funkcję najazdu na łóżko matki. Warunkiem technicznym jest wysokość łóżka matki mniejsza niż 700 mm.

Czym ten model różni się od łożeczka typu mydelniczka?

Ten model warto pozycjonować jako łóżko szpitalne dla noworodka z najazdem. Wyróżnia go stelaż z profilu aluminiowego, stalowa podstawa z osłoną ABS oraz najazd na łóżko matki poniżej 700 mm.

Czy kojec jest przezroczysty?

Tak, kojec wykonano z przezroczystego tworzywa, co ułatwia obserwację noworodka z różnych stron.

Czy koła mają blokadę?

Tak, łożeczko posiada koła o średnicy 75 mm, a każde z nich jest wyposażone w blokadę.

Jakie są wymiary łóżka dla noworodka?

Wymiary zewnętrzne wynoszą 755 × 480 × 925 mm. Wymiary wewnętrzne kojca to 660 × 410 × 220 mm, a materacyka 600 × 360 × 40 mm.

Czy można zamówić wersję z szarymi elementami?

Tak, producent przewiduje możliwość wykonania białych elementów w kolorze szarym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: nie wybrano , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące