

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lozko-szpitalne-do-domu-p-3038.html>

Łóżko szpitalne do domu



Cena brutto	3 200,00 zł
Cena netto	2 962,96 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-D-TIM

Opis produktu

Prezentowane w naszej ofercie łóżko szpitalne domowe zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną niezależność i swobodę, spełniając wymagania opiekuna związane z opieką. Dedykowane jest dla środowisk szpitalnych, domowych, których użytkowanie jest niezbędne do złagodzenia urazów, niepełnosprawności czy choroby. Z powodzeniem może być stosowany w placówkach opieki długoterminowej: domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne, oddziały geriatryczne, domy pacjenta.

Łóżko szpitalne obsługiwane jest za pomocą 9-cio przyciskowego pilota, a dzięki elektrycznie profilowanej platformie istnieje możliwość dostosowania ułożenia pacjenta do jego indywidualnych potrzeb, odciążając jednocześnie opiekuna.

Łóżko szpitalne domowe przeznaczone jest dla użytkowników o minimalnym wzroście 146 do 185 cm, maksymalna waga pacjenta to 165 kg.

Dolna (lub górna) granica wieku nie została zdefiniowana, gdyż zależy ona od fizycznych rozmiarów pacjenta. Łóżko nie jest przeznaczone dla pacjentów o wadze mniejsze niż 40 kg.

Łóżko szpitalne do domu, cechy:

- stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo,
- 4 - częściowe łamane leże drewniane,
- precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące niemieckiej firmy Dewert,
- wysokość regulowana w zakresie od 38,6 do 80,6 cm,
- kąt zagłówka regulowany w zakresie od 0° do 72°,
- stabilne barierki boczne,
- możliwość transportu pacjenta,
- prosty demontaż,
- prosty montaż,
- łatwy transport,
- wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek leża,
- wysięgnik z uchwytem w standardzie,
- funkcja anty-Trendelenburga w standardzie (0° do 12°),
- precyzyjny pilot dziewięciofunkcyjny,
- estetyczne wykończenie łóżka w kolorze jasnego drewna,
- 2 lata gwarancji,
- w kolorze jasny buk,
- **posiada znak CE zgodny z rozporządzeniem UE dotyczącym wyrobów medycznych (2017/745(MDR)).**

Łóżko szpitalne do domu, dane techniczne:

-
- waga całego łóżka na adapterze transportowym (bez poręczy) – 67 kg
 - waga poręczy (zestaw) – 11 kg
 - wymiary powierzchni do leżenia – 90 x 200 cm
 - wymiar zewnętrzny – 102,5 x 212 cm
 - dopuszczalna ładowność – 200 kg
 - maksymalna waga osoby – 165 kg
 - regulacja wysokości – 38,6 do 80,6 cm
 - wymiary poręczy (1 szt.) – 198,6 x 8,5 x 2,8 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**