

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lustro-korekcyjne-lk2-p-1363.html>

## Lustro korekcyjne LK2 stalowe z siatką posturograficzną

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 400,00 zł</b>                                      |
| Cena netto       | <b>1 296,30 zł</b>                                      |
| Cena poprzednia  | <b><del>1 428,00 zł</del></b>                           |
| Dostępność       | <b>Realizacja zamówienia<br/>do 35-40 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>SM-J-LK2</b>                                         |

### Opis produktu

#### Lustro korekcyjne LK2 do kontroli postawy i ćwiczeń rehabilitacyjnych

**Lustro korekcyjne LK2** to jednoskrzydłowe lustro rehabilitacyjne przeznaczone do obserwacji całej sylwetki osoby stojącej przed taflą. Model sprawdza się podczas ćwiczeń korekcyjnych, rehabilitacyjnych, ogólnorozwojowych oraz pracy nad prawidłową postawą ciała. Dzięki wysokości 204,4 cm lustro umożliwia wygodną kontrolę ustawienia sylwetki w pozycji stojącej.

Zobacz także pozostałe [lustra korekcyjne](#) dostępne w ofercie SaleMED, aby porównać modele LK1, LK2 i LK3.

Lustro wykonano z **polerowanego szkła**, które odbija dokładny obraz całego ciała. Tafla została wyposażona w **siatkę posturograficzną 10 x 10 cm**, ułatwiającą ocenę ustawienia ciała względem linii pionowych i poziomych. Konstrukcja lustra wykonana jest ze stali, co zwiększa stabilność i odporność produktu podczas codziennego użytkowania w gabinecie rehabilitacyjnym, sali ćwiczeń lub pracowni fizjoterapeutycznej.

#### Do czego służy lustro korekcyjne z siatką posturograficzną?

Lustro korekcyjne z siatką posturograficzną pomaga w obserwacji sylwetki, kontroli ustawienia barków, bioder, tułowia i kończyn oraz w pracy nad autokorekcją postawy. Siatka na powierzchni lustra stanowi punkt odniesienia podczas ćwiczeń i pozwala szybciej zauważyć asymetrię ustawienia ciała.

#### Najważniejsze cechy lustra korekcyjnego LK2

- **Obraz całego ciała** — lustro pokazuje sylwetkę osoby stojącej przed taflą.
- **Polerowane szkło** — odbija dokładny obraz całego ciała podczas ćwiczeń i oceny postawy.
- **Siatka posturograficzna 10 x 10 cm** — ułatwia kontrolę symetrii i ustawienia sylwetki.
- **Jedno skrzydło** — praktyczna konstrukcja do gabinetów i sal ćwiczeń.
- **Stalowa konstrukcja** — trwała i stabilna rama do codziennego użytkowania.
- **Kółka jezdne z hamulcem** — umożliwiają przestawienie lustra i stabilne ustawienie w wybranym miejscu.

### Dane techniczne

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | Lustro korekcyjne LK2                               |
| <b>Rodzaj produktu</b> | lustro korekcyjne / lustro rehabilitacyjne z siatką |

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         | posturograficzną                          |
| <b>Konstrukcja</b>                      | stalowa                                   |
| <b>Liczba skrzydeł</b>                  | 1                                         |
| <b>Szkło</b>                            | polerowane, odbijające obraz całego ciała |
| <b>Siatka posturograficzna</b>          | tak                                       |
| <b>Wymiary siatki posturograficznej</b> | 10 × 10 cm                                |
| <b>Szerokość</b>                        | 70 cm                                     |
| <b>Wysokość</b>                         | 204,4 cm                                  |
| <b>Wysokość skrzydła</b>                | 170 cm                                    |
| <b>Waga</b>                             | 21 kg                                     |
| <b>Kółka</b>                            | kółka jezdne z hamulcem                   |

## Gdzie sprawdzi się lustro LK2?

Lustro korekcyjne LK2 sprawdzi się w gabinetach rehabilitacyjnych, pracowniach fizjoterapii, salach gimnastyczno-korekcyjnych, placówkach edukacyjnych, salach ćwiczeń oraz miejscach, w których prowadzona jest praca nad postawą ciała. Może być wykorzystywane przez terapeutę do obserwacji pacjenta oraz przez osobę ćwiczącą do bieżącej kontroli ustawienia sylwetki.

Model LK2 może być wykorzystywany również jako lustro do korekcji wad postawy w salach gimnastyczno-korekcyjnych, gabinetach rehabilitacyjnych i pracowniach fizjoterapii.

## Lustro korekcyjne LK2 a zwykłe lustro do ćwiczeń

Zwykłe lustro pokazuje odbicie sylwetki, ale nie daje punktów odniesienia potrzebnych do dokładniejszej kontroli postawy. Lustro korekcyjne LK2 posiada siatkę posturograficzną, która pomaga ocenić ustawienie ciała, symetrię sylwetki i przebieg linii ciała podczas ćwiczeń. Dzięki temu produkt jest lepiej dopasowany do pracy rehabilitacyjnej i korekcyjnej niż standardowe lustro ścienne.

## FAQ - najczęściej zadawane pytania

### Czy lustro korekcyjne LK2 pokazuje całe ciało?

Tak. Lustro ma na celu pokazanie obrazu całego ciała osoby stojącej przed taflą, co ułatwia kontrolę postawy podczas ćwiczeń.

### Do czego służy siatka posturograficzna 10 × 10 cm?

Siatka posturograficzna pomaga ocenić ustawienie ciała względem linii pionowych i poziomych. Ułatwia kontrolę symetrii sylwetki i pracę nad autokorekcją postawy.

### Czy lustro LK2 ma stalową konstrukcję?

Tak. Konstrukcja lustra korekcyjnego LK2 wykonana jest ze stali.

### Czy lustro można przestawiać?

Tak. Lustro posiada kółka jezdne z hamulcem, dzięki czemu można je przestawić i ustawić stabilnie w wybranym miejscu.

### Gdzie można wykorzystać lustro korekcyjne LK2?

Produkt sprawdzi się w gabinetach rehabilitacyjnych, pracowniach fizjoterapii, salach gimnastyczno-korekcyjnych oraz innych miejscach, gdzie prowadzona jest kontrola i korekcja postawy.

