

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lustro-korekcyjne-lk3-p-1612.html>



Lustro korekcyjne LK3 trójskrzydłowe stalowe

Cena brutto	2 325,00 zł
Cena netto	1 890,24 zł
Cena poprzednia	2 525,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-LK3

Opis produktu

Trójskrzydłowe lustro korekcyjne LK3 do kontroli postawy z wielu kątów

Lustro korekcyjne LK3 to stalowe, trójskrzydłowe lustro rehabilitacyjne przeznaczone do obserwacji całego ciała osoby stojącej przed taflą. Model wyróżnia się trzema skrzydłami, które pozwalają kontrolować sylwetkę nie tylko od frontu, ale również z dodatkowych kątów. Dzięki temu LK3 sprawdzi się w pracy nad postawą ciała, ćwiczeniach korekcyjnych, rehabilitacyjnych oraz w gabinetach, w których ważna jest dokładniejsza obserwacja ustawienia ciała.

Lustro wykonano z **polerowanego szkła**, które odbija dokładny obraz całego ciała. Tafla została wyposażona w **siatkę posturograficzną 10 x 10 cm**, ułatwiającą ocenę ustawienia sylwetki względem linii pionowych i poziomych. Konstrukcja lustra wykonana jest ze stali, a kółka jezdne z hamulcem umożliwiają przestawianie produktu i stabilne ustawienie go w wybranym miejscu.

Zobacz także pozostałe [lustra korekcyjne](#) dostępne w ofercie SaleMED, aby porównać modele LK1, LK2 i LK3 oraz dobrać lustro do sposobu pracy z pacjentem, wielkości sali i potrzeb gabinetu.

Dlaczego warto wybrać lustro korekcyjne LK3?

Największą przewagą modelu LK3 jest **trójskrzydłowa konstrukcja**. Lustro posiada jedno skrzydło środkowe o szerokości 70 cm oraz dwa skrzydła boczne o szerokości 35 cm. Taki układ pozwala obserwować sylwetkę z większej liczby kierunków niż w przypadku prostych luster jednoskrzydłowych. To ważne podczas kontroli ustawienia tułowia, barków, bioder i kończyn w trakcie ćwiczeń postawy.

LK3 będzie dobrym wyborem tam, gdzie jedno lustro ustawione na wprost nie daje wystarczająco pełnego obrazu ustawienia ciała. Trzy skrzydła ułatwiają pracę terapeutę i osoby ćwiczącej, ponieważ pozwalają szybciej zauważyć ustawienie sylwetki z kilku perspektyw. Model sprawdzi się szczególnie w większych gabinetach rehabilitacyjnych, salach gimnastyczno-korekcyjnych, pracowniach fizjoterapii oraz salach ćwiczeń.

LK3 a lustra jednoskrzydłowe — kiedy wybrać model trójskrzydłowy?

Lustro jednoskrzydłowe dobrze sprawdza się wtedy, gdy potrzebna jest podstawowa kontrola sylwetki od frontu. **Lustro korekcyjne LK3** warto wybrać wtedy, gdy ważna jest szersza obserwacja ciała i możliwość kontroli ustawienia z kilku kątów. Trzy skrzydła dają większe możliwości pracy z postawą, szczególnie gdy terapeuta chce obserwować nie tylko pozycję frontalną, ale również ustawienie boczne i ogólną symetrię sylwetki.

LK3 jest także mocniejszym wyborem do przestrzeni, w których lustro ma być stałym elementem wyposażenia sali korekcyjnej

lub gabinetu rehabilitacyjnego. Szerokość 140 cm, stalowa konstrukcja i waga 45 kg sprawiają, że jest to bardziej rozbudowany model niż standardowe lustro jednoskrzydłowe.

Siatka posturograficzna 10 × 10 cm — pomoc w kontroli ustawienia ciała

Siatka posturograficzna 10 × 10 cm stanowi czytelny punkt odniesienia podczas ćwiczeń i obserwacji sylwetki. Linie na tafli pomagają ocenić, czy ciało ustawione jest symetrycznie oraz czy podczas ćwiczeń nie pojawiają się widoczne przesunięcia w obrębie barków, bioder, tułowia lub kończyn.

Dla osoby ćwiczącej siatka jest prostym wizualnym punktem odniesienia. Dla terapeuty stanowi pomoc podczas obserwacji pacjenta i omawiania ustawienia ciała. Dzięki temu lustro LK3 może wspierać naukę prawidłowej postawy, kontrolę ruchu oraz pracę nad autokorekcją.

Najważniejsze cechy lustra korekcyjnego LK3

- **Trzy skrzydła** — umożliwiają obserwację sylwetki z wielu kątów.
- **Obraz całego ciała** — lustro pokazuje sylwetkę osoby stojącej przed taflą.
- **Polerowane szkło** — odbija dokładny obraz ciała podczas ćwiczeń i kontroli postawy.
- **Siatka posturograficzna 10 × 10 cm** — ułatwia ocenę symetrii i ustawienia ciała.
- **Stalowa konstrukcja** — trwała rama do codziennego użytkowania w gabinecie lub sali ćwiczeń.
- **Kółka jezdne z hamulcem** — umożliwiają przestawienie lustra i stabilne ustawienie w wybranym miejscu.
- **Szerokość 140 cm** — większa powierzchnia obserwacji niż w modelach jednoskrzydłowych.
- **Wysokość 204,4 cm** — wygodna kontrola całej sylwetki osoby stojącej przed lustrem.
- **Waga 45 kg** — solidna konstrukcja przystosowana do pracy w placówkach rehabilitacyjnych.

Dane techniczne lustra korekcyjnego LK3

Model	Lustro korekcyjne LK3
Rodzaj produktu	lustro korekcyjne / lustro rehabilitacyjne z siatką posturograficzną
Konstrukcja	stalowa
Liczba skrzydeł	3
Szerokość skrzydła środkowego	70 cm
Szerokość skrzydeł bocznych	35 cm
Szkło	polerowane, odbijające obraz całego ciała
Siatka posturograficzna	tak
Wymiary siatki posturograficznej	10 × 10 cm
Szerokość całkowita	140 cm
Wysokość całkowita	204,4 cm
Wysokość skrzydła	170 cm
Waga	45 kg
Kółka	kółka jezdne z hamulcem

Gdzie sprawdzi się lustro LK3?

Lustro korekcyjne LK3 sprawdzi się w gabinetach rehabilitacyjnych, pracowniach fizjoterapii, salach gimnastyczno-korekcyjnych, placówkach edukacyjnych, salach ćwiczeń oraz miejscach, w których prowadzona jest praca nad prawidłową postawą ciała. Trójskrzydłowa konstrukcja jest szczególnie przydatna wtedy, gdy potrzebna jest szersza obserwacja sylwetki i możliwość kontroli ustawienia ciała z kilku kierunków.

Model LK3 może być wykorzystywany przez terapeutę do obserwacji pacjenta oraz przez osobę ćwiczącą do bieżącej kontroli ustawienia sylwetki. Kółka jezdne z hamulcem ułatwiają przestawianie lustra w obrębie pomieszczenia i stabilne ustawienie go w wybranym miejscu.

Przed zakupem sprawdź, czy LK3 pasuje do Twojej sali

Przed wyborem modelu LK3 warto uwzględnić jego szerokość 140 cm, wysokość 204,4 cm i wagę 45 kg. To rozbudowane lustro trójskrzydłowe, dlatego najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach, w których jest wystarczająco dużo miejsca na wygodną obserwację sylwetki z kilku stron.

Jeżeli w gabinecie prowadzona jest praca nad postawą ciała, ćwiczenia korekcyjne lub terapia ruchowa wymagająca dokładniejszej obserwacji ustawienia sylwetki, LK3 będzie mocniejszym wyborem niż prosty model jednoskrzydłowy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy lustro korekcyjne LK3 pokazuje całe ciało?

Tak. Lustro ma na celu pokazanie obrazu całego ciała osoby stojącej przed taflą, co ułatwia kontrolę sylwetki podczas ćwiczeń.

Po co w LK3 zastosowano trzy skrzydła?

Trzy skrzydła pozwalają obserwować sylwetkę z wielu kątów. Dzięki temu łatwiej kontrolować ustawienie ciała niż przy prostym lustrze jednoskrzydłowym.

Do czego służy siatka posturograficzna 10 × 10 cm?

Siatka posturograficzna pomaga ocenić ustawienie ciała względem linii pionowych i poziomych. Ułatwia kontrolę symetrii sylwetki oraz pracę nad autokorekcją postawy.

Czy lustro LK3 ma stalową konstrukcję?

Tak. Konstrukcja lustra korekcyjnego LK3 wykonana jest ze stali.

Czy lustro LK3 można przestawiać?

Tak. Lustro posiada kółka jezdne z hamulcem, dzięki czemu można je przestawić i stabilnie ustawić w wybranym miejscu.

Kiedy warto wybrać model LK3?

Model LK3 warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest trójskrzydłowe lustro korekcyjne do obserwacji sylwetki z kilku kątów. To dobry wybór do gabinetów rehabilitacyjnych, sal korekcyjnych i pracowni fizjoterapii.