

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mankiet-na-przedramie-u4008-os-35-do-kabiny-pur-p-3129.html>

Mankiet na przedramię U4008 (OS-35) do kabiny PUR



Cena brutto	84,00 zł
Cena netto	68,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	U4008

Opis produktu

Mankiet na przedramię U4008 (OS-35) to element osprzętu do ćwiczeń w podwieszeniu, przeznaczony do pracy w **kabinie PUR**. Pomaga stabilnie ułożyć przedramię podczas ćwiczeń w odciążeniu i ćwiczeń samowspomaganych (zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty).

Wykonanie ze **skóry naturalnej** zapewnia trwałość w codziennej pracy gabinetu, a **filc od spodu** zwiększa komfort kontaktu ze skórą i ogranicza ryzyko otarć. Dwa paski regulacji pozwalają szybko dopasować mankiet i utrzymać przedramię w stabilnej pozycji.

Najważniejsze korzyści

- **Stabilizacja przedramienia** w ćwiczeniach w podwieszeniu i w odciążeniu.
- **Skóra naturalna** - trwałe, pewne trzymanie i odporność na intensywne użytkowanie.
- **Filc od spodu** - większy komfort i przyjemniejszy kontakt ze skórą.
- **2 paski regulacji** - szybkie dopasowanie i bezpieczne zapięcie.

Skrót parametryczny (ważne przy doborze)

Model: **U4008 (OS-35)**. Pelota: **ok. 27 cm**, szerokość mankietu: **ok. 8 cm**, paski mocujące: **ok. 17 cm**. Mankiet współpracuje z systemem podwieszeń kabiny PUR (linki/bloczki/obciążenia dobierane do ćwiczeń).

Zastosowanie w rehabilitacji

- ćwiczenia kończyny górnej w **podwieszeniu** (odciążenie),
- ćwiczenia prowadzone i samowspomagane w kabinie,
- praca z linkami i osprzętem w kinezyterapii (dobór ćwiczeń wg terapeuty).

Dobierz komplet osprzętu

Zobacz również osprzęt w tej grupie: [Kabiny PUR – osprzęt](#), [Elementy osprzętu](#) oraz warianty mankietów: [mankiet na udo U4007](#), [mankiet nadkostkowy KC26](#).

Dane techniczne:

- długość peloty: ok. 27 cm
- szerokość mankietu: ok. 8 cm

-
- długość całkowita (mierząc z paskami): ok. 35 cm
 - długość pasków mocujących: ok. 17 cm