

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mankiet-na-udo-do-rehabilitacji-w-pur-p-3130.html>

Mankiet na udo do rehabilitacji U4007 (OS-34) do kabiny PUR/UGUL



Cena brutto	134,00 zł
Cena netto	124,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	U4007

Opis produktu

Skórzana opaska udowa U4007 (OS-34) do kabiny PUR/UGUL

Opaska udowa U4007 (oznaczana także jako OS-34) to element osprzętu do ćwiczeń w podwieszeniu w kabinach [PUR – osprzęt](#) oraz w zestawach typu UGUL. Ułatwia stabilne podwieszenie uda i prowadzenie ćwiczeń w odciążeniu - zgodnie z programem terapii ustalonym przez fizjoterapeutę.

Skrót parametryczny: standardowy wymiar opaski to **545×130 mm**, a od strony skóry zastosowano **skórę podszewkową** dla większego komfortu. Mocowanie realizowane jest przez **4 półkola** w układzie dwóch par, co pomaga utrzymać równe prowadzenie podwieszenia.

Do czego służy opaska udowa w PUR/UGUL?

- podwieszenie uda podczas ćwiczeń kończyny dolnej,
- ćwiczenia w odciążeniu i kontrolowanym zakresie ruchu,
- zastosowanie w terapii prowadzonej na sali kinezyterapii lub przy stanowisku rehabilitacyjnym z osprzętem PUR/UGUL.

Budowa i komfort użytkowania

- **skóra** - trwała, dobrze układająca się na kończynie,
- **skóra podszewkowa od strony ciała** - ogranicza tarcie i poprawia komfort,
- **4 półkola** - łatwe podpięcie linek/karabińczyków w zależności od ćwiczenia.

Wymiary

- Długość: **545 mm**
- Szerokość: **130 mm**

Powiązane produkty (praktyczne uzupełnienie zestawu)

- [Mankiet na przedramię do rehabilitacji w PUR](#) - do ćwiczeń kończyny górnej,
- [Linka KC-05 3750 mm](#) - do budowy podwieszeń i prowadzenia ćwiczeń,
- [Pozostały osprzęt do kabin PUR](#) - podwieszki, obciążniki i akcesoria.

Uwaga: dobór podwieszenia, obciążenia i sposobu mocowania powinien wynikać z zaleceń specjalisty i stanu pacjenta.

