

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mankiet-nadkostkowy-kc26-do-rehabilitacji-w-ugul-p-132.html>

Mankiet nadkostkowy skórzany KC26 do UGUL/PUR



Cena brutto	84,00 zł
Cena netto	77,78 zł
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM-KC-26

Opis produktu

Mankiet nadkostkowy skórzany KC26 (SM-KC-26) to element osprzętu do **kabiny UGUL** oraz systemów **PUR**, przeznaczony do stabilnego mocowania kończyny dolnej w okolicy kostki podczas rehabilitacji w podwieszeniu. Mankiet współpracuje z typowym osprzętem UGUL/PUR (m.in. linkami, bloczkami i obciążeniami), dzięki czemu ułatwia prowadzenie ćwiczeń zgodnie z planem terapeuty - zarówno w odciążeniu, jak i z oporem.

Do czego służy mankiet nadkostkowy KC26 w UGUL/PUR?

W praktyce klinicznej i gabinetowej mankiet nadkostkowy wykorzystywany jest jako punkt zaczepu do pracy z kończyną dolną w systemie podwieszania. Umożliwia prowadzenie ćwiczeń:

- **w podwieszeniu** - gdy ruch odbywa się z odciążeniem ćwiczonego segmentu,
- **czynnych w odciążeniu** - pacjent wykonuje ruch samodzielnie, a układ bloczkowy pomaga zmniejszyć obciążenie,
- **czynnych z oporem** - gdy do ruchu dokładany jest kontrolowany opór (np. przez obciążenie/układ lin).

Najważniejsze cechy konstrukcji

- **Skóra naturalna, specjalnie garbowana** - elastyczna i komfortowa w kontakcie z kończyną, zaprojektowana z myślą o pracy w rehabilitacji.
- **Pełna regulacja rzemykami + stalowe klamry** - pozwala dopasować mankiet do obwodu i uzyskać stabilne mocowanie.
- **Kompatybilność z UGUL/PUR** - mankiet jest kompatybilnym elementem współpracującym z osprzętem typu linki, bloczki i obciążenia.

Wymiary

- długość całkowita (z paskami): **ok. 35 cm**
- długość mankietu: **ok. 28 cm**
- szerokość: **ok. 9 cm**

Jak dobrać i używać

1) Dopasowanie: ustaw regulację tak, aby mankiet **stabilnie trzymał**, ale **nie uciskał** tkanek. Zbyt luźny może się przemieszczać, a zbyt ciasny będzie powodował dyskomfort.

2) Mocowanie do osprzętu: sposób podpięcia dobierz do planu ćwiczeń (w odciążeniu / z oporem). W praktyce UGUL wykorzystuje system bloczkowy do uzyskania odciążenia oraz prowadzenia ruchu w zadanym torze.

3) Bezpieczeństwo: ćwiczenia wykonuj **zawsze zgodnie z zaleceniami terapeuty** i kontroluj, czy mocowanie nie poluzowało się w trakcie serii.

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

Mankiet KC26 jest opisany jako rozwiązanie do zastosowania gabinetowego w fizjoterapii oraz rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej, wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się podwieszanie kończyny dolnej i pracę z obciążeniem w kontrolowanych warunkach.

Uzupełnij zestaw

Jeżeli kompletujesz osprzęt do ćwiczeń w UGUL/PUR, sprawdź też:

- [Mankiet nadgarstkowy ze skóry KC25](#) - do ćwiczeń kończyny górnej,
- [Mankiet udowy KC27](#) - alternatywne mocowanie dla pracy na udzie,
- [Karabińczyk sprężynowy do podwieszeń UGUL/PUR](#) - szybkie i bezpieczne łączenie elementów osprzętu.