

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 12:00

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mata-ozonowa-mega-whirl-model-2021-p-556.html>

Mata ozonowa MEGA WHIRL MODEL 2021



Cena brutto **4 570,00 zł**

Cena netto **3 715,45 zł**

Dostępność



Numer katalogowy **SM-DF-MH-MW**

Opis produktu

Mata do hydromasażu Mega Whirl jest absolutną nowością na rynku. **Przeznaczona jest do użytku domowego, klubów fitness lub gabinetów** odnowy biologicznej. Znajduje ona zastosowanie głównie w przypadkach **uporczywych bólów pleców, schorzeń aparatu ruchowego, chorób serca, układu krążenia.**

Oferowana przez matę kąpiel perełkowa poprawia nie tylko stan zdrowia użytkownika lecz również jego samopoczucie. W porównaniu do poprzednich mat ozonowych Mega Whirl posiada **dysze o dużej średnicy**, które za pomocą niskiego ciśnienia powietrza powodują powstanie milionów drobnych i wyjątkowo delikatnych dla skóry perełek powietrza.

MegaWhirl



Ponieważ filtr oczyszcza przechodzące powietrze i wodę, użytkownik w trakcie kąpieli oddycha nie tylko **czystym lecz także wzbogaconym w ozon powietrzem**. Natomiast w przypadku wody nie są wytrącane składniki mineralne.

Dzięki możliwości zwiększenia ciśnienia przepływającego powietrza, można sprawić, że masaż ciała będzie bardziej intensywny.


W trakcie kąpieli **skórę pokrywa około 15 milionów pęcherzyków, osadzających się jeden przy drugim i delikatnie masujących skórę.**

Taki sposób masażu sprawia, że podrażnienie centralnego układu nerwowego lub skóry jest niemożliwe.

Mega Whirl wykonana jest z **miękkiego, silikonowo-kauczukowego, giętkiego materiału** o anatomicznym kształcie dlatego idealnie dopasowuje się do kształtu ciała człowieka oraz do każdego rodzaju wanny.

Ważny element wyposażenia Mega Whirl stanowią **przyssawki, które chronią przed przesuwaniem się maty w wannie** w momencie wejścia, jak i wyjścia użytkownika.

Komputer podłączany jest przez wąż do maty i w ten sposób zostaje do niej dostarczone podgrzane powietrze wzbogacone w ozon.



domowe Spa

Odnowa biologiczna
Zwalczanie cellulitis
Bóle reumatyczne
Schorzenia kręgosłupa
Zapalenie stawów
Zaburzenia krążenia
Zmęczenie, nadwaga
Napięcia nerwowe



Ponieważ ozon jest jedną z alotropowych odmian tlenu i znany jest z właściwości bakterio-, grzybo- i wirusobójczych stosowany jest często w przypadkach trudnych do **zagojenia ran, oparzeń, owrzodzeń, odleżyn i w innych chorobach skóry.**

Kąpiel przy pomocy maty do hydromasażu Mega Whirl jest sposobem na rozluźniający i relaksujący odpoczynek.



Mata dostępna jest z jednym z trzech generatorów - różnice przedstawione są poniżej:



Generator **Perlamed** (manualny)

BRAK

Funkcje generatora

- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- regulacja intensywności masażu,
- wyłącznik ozonu,
- wyłącznik czasowy,
- lampki kontrolne informujące o stanie urządzenia



Generator **ENERGY II** ze zdalnie sterowanym wodoodpornym pilotem

Funkcje generatora

- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- system oczyszczania powietrza (zestaw filtrów)
- zapobiega powstawaniu kamienia i osadu),
- funkcja masażu wibracyjnego (poprzez wąż przekazywane są wibracje na matę),
- funkcja jonizacji (tworzenie mikroklimatu),
- 6 zakodowanych programów terapeutycznych, możliwość ustawienia własnych programów.



Generator **DREAM** ze światłoterapią i zdalnie sterowany, wodoodpornym pilotem

Funkcje generatora

- światłoterapia (poprawia funkcjonowanie systemu immunologicznego oraz metabolizmu),
- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- system oczyszczania powietrza (zestaw filtrów) zapobiega powstawaniu kamienia i osadu),
- funkcja masażu wibracyjnego (poprzez wąż przekazywane są wibracje na matę),
- funkcja jonizacji (tworzenie mikroklimatu),
- 6 zakodowanych programów terapeutycznych, możliwość ustawienia własnych programów.



Dysze maty ozonowej + akcesoria

Poniżej przedstawione są rodzaje dysz wraz z ilustracją przedstawiającą strumień wody przy zastosowaniu każdej z dysz oraz dodatkowe akcesoria.



Dysza do szampańskich perełek



Dysza do dużych perełek



Gejzer powstający po zdemonstowaniu dyszy



Akcesoria masujące

w skład których wchodzi trzy przystawki montowane na końcówkę węża od generatora:

Przystawka służąca **do masażu piersi, stawów i inhalacji aromaterapeutycznych**

Przystawka ze szczotką służy **do masażu miejscowego pobudzającego** (do masażu brzucha, ud oraz bioder), złuszczenia naskórka poprawy ukrwienia oraz do masażu antycellulitowego.

Przystawka służąca **do biczów wodnych** - siłę masażu można skierować na wybrane przez siebie miejsce - intensywny masaż punktowy (np: usuwanie złożeń w tkankach, masaż mięśni itp.).




Dodatki i pozostałe akcesoria


Pojemnik z wibrującym wkładem masującym (metoda Kneippa) służy do masażu stóp i podudzi. Wykorzystywany jest głównie w leczeniu grzybic oraz żylaków.

Poduszczone pod głowę posiadające przyssawki, które zapobiegają przesuwaniu się

Dysze masujące i strefy masażu



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Szyjne kręgi kręgosłupa | 5 Staw biodrowy, nerw kulszowy |
| 2 Pas barkowy | 6 Staw kolanowy |
| 3 Kręgi odcinka piersiowego (mięśnie grzbietu) | 7 Mięsień podudzia |
| 4 Odcinek lędźwiowy | 8 Staw skokowy |



Kręgosłup szyjny: masaż rozluźnia mięśnie, których napięcie jest często przyczyną bólów głowy.

Obszar Łopatk:

skutecznie masuje mięśnie i stawy karku czego efektem jest rozluźnienie odpowiednich partii mięśni i zmniejszenie napięcia ścięgien obszarów z tyłu głowy.

Boczne mięśnie tułowia:

mięśnie te są najbardziej obciążone i narażone na ucisk, dlatego wieczorna kąpiel pomaga je rozluźnić i wprowadza użytkownika w stan relaksu i odprężenia.

Biodra:

dysfunkcje występujące ze względu na uprawianie sportu lub długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej są najczęstszą przyczyną powstawania bólu w tych częściach ciała. Łagodny i energiczny masaż matą Mega Whirl rozluźnia napięte mięśnie wokół stawu biodrowego.

Podeszwy Stóp:

Cztery dysze ułożone w dolnej części maty służą do masażu podeszw stóp. Masaż ten wpływa korzystnie na funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

**Kręgi szyjne:**

przy tak ułożonej macie ozonowej Mega Whirl masaż wirowy skierowany jest na głębsze tkanki. Powstały w ten sposób relaks wpływa na mobilność bioder i dolnej części pleców.

Nerw kulszowy:

delikatny masaż okolicy lędźwiowej wpływa kojąco w przypadku osób cierpiących na zapalenie nerwów oraz redukuje występowanie kurczy.

Uda:

masaż wpływa kojąco na nogi i poprawia krążenie. Zalecany jest osobom stale przebywającym w pozycji stojącej lub siedzącej, uprawiającym jogging lub jeżdżącym na rowerze.

Kolana:

odpowiednio umieszczone dwie dysze po obu stronach maty niwelują bóle stawu kolanowego. Zwiększają przepływ krwi i wypłukuje szkodliwe produkty przemiany materii.

Łydki:

masaż obejmuje całe mięśnie strzałkowe i może być porównywany z profesjonalnym masażem wykonanym przez terapeutę.

W komplecie mata ozonowa MegaWhirl posiada zamontowane 42 dysze. Oprócz tego do każdego zestawu dodatkowo dołączone są następujące dysze (ilości mogą ulec zmianie w zależności od dostawy):

- 5 sztuk dysz do perełek szampańskich,
- 6 sztuk dysz do dużych perełek,
- 6 sztuk zaślepek.

PRODUKT POSIADA 2 LATA GWARANCJI!




ZAPEWNIAMY RÓWNIEŻ SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Dane techniczne generatora	
Zasilanie:	230 V , 50Hz
Moc silnika:	75 do 900 W sterowana komputerowo (nowy oszczędniejszy silnik!)
Moc grzałki:	275 W
Moc całkowita:	1175 W
Czas masażu:	od 1 do 30 minut
Programator:	6 automatycznych programów,
Regulacja mocy:	12 płynna, skala 1-12
Stężenie ozonu:	0,03 - 0,06 ppm
Przepływ powietrza:	od 750 do 9000 l/min sterowany komputerowo
Pozostałe:	waga 3.2kg, zasięg pilota 5m, długość węża 3m, ochrona izolacyjna

Funkcje terapeutyczne maty MegaWhirl:

- stopy - staw skokowy, masaż receptorów (akupresura);
- łydki - mięśnie podudzia, ścięgno Achillesa;
- stawy kolanowe - więzadła podkolanowe;
- stawy biodrowe - nerw kulszowy;
- kości krzyża - napięcia mięśniowe (długotrwała pozycja siedząca);
- gorset mięśniowy grzbietu - lędźwi, boczne mięśnie tułowia;
- kręgosłup - więzadła międzykręgowe (zwyrodnienia), mięśnie przykręgosłupowe (odpowiedzialne za prawidłową anatomiczną pozycję);
- obręcz barkowa - napięcia międzyłopatkowe (zastrzały);
- szyja - odcinek ścięgna głównego (ból głowy);
- aparat ruchu - osteoporoza, reumatyzm, artretyzm, bóle stawów.



Cechy maty do hydromasażu Mega Whirl:

- **GWARANCJA: 2 lata**
- działa jak poduszka powietrzna,
- wykonana z miękkiego, elastycznego, delikatnego dla skóry silikonowo-kauczukowego tworzywa,
- dopasowuje się do kształtu wanny i partii ciała użytkownika,
- daje miliony drobnych i delikatnych perefek powietrza,
- funkcja masażu intensywnego,
- przyssawki chroniące przed przesuwaniem,
- powietrze wzbogacone w ozon o właściwościach bakterio-, grzybo- i wirusobójczych,
- pomaga w gojeniu ran, oparzeń, owrzodzeń, odleżyn,
- pobudza krążenie,
- wspomaga ukrwienie,
- pobudza przemianę materii i czynność jelit,
- poprawia stan zdrowia i samopoczucie użytkownika,
- 6 różnych programów hydromasażu w generatorze DREAM i ENERGY II (Odprężający P1, Odprężający P2, Odprężający P3, "Trening układu krążenia P4", Masaż sportowy P5, Program P6),
- możliwość wyboru jednego z trzech komputerów (komputer *PERLAMED* sterowany ręcznie - wymaga obsługi przez dodatkową osobę, komputer *ENERGY II*-sterowany za pomocą zdalnie sterowanego, wodoodpornego pilota, komputer *DREAM* ze światłoterapią (poprawia funkcjonowanie systemu immunologicznego oraz metabolizmu) sterowany za pomocą zdalnie sterowanego, wodoodpornego pilota).
- wysoka jakość wykonania,
- estetyczny wygląd.

EFEKTY UŻYTKOWANIA MATY OZONOWEJ MEGA WHIRL:

- Pęcherzyki powietrza powstałe na skutek masażu wirowego jedna obok drugiej przylegają do skóry co sprawia większą wyporność a użytkownik unoszony jest na wodzie,
- Tlen i olejki eteryczne wnikają w pory skóry, dzięki czemu mogą zostać uwolnione nagromadzone w nich wydzieliny np. łój,
- Cząsteczki brudu i łusek skóry odrywają się co powoduje oczyszczanie skóry, które może być porównywane z peelingiem,
- Pęcherzyki powietrza pobudzają przepływ krwi przez skórę, która przybiera delikatny różowy kolor,
- Zwielokrotniony impuls nerwowy prowadzi do zwiększenia ukrwienia skóry a następnie przekazywany jest za pośrednictwem rdzenia kręgowego do organów wewnętrznych. Efektem takiego działania jest wprowadzenie systemu nerwowego w stan harmonii, dlatego organizm zostaje uwolniony od napięcia psychicznego,
- Bakterie obecne w kąpielni są neutralizowane przez dysze wyposażone w specjalny filtr włóknisty,
- Naturalne olejki eteryczne niemieckiej firmy Dr. Frenkel ulegają całkowitemu rozkładowi, dlatego rozprzestrzeniają swoje działanie lecznicze przez skórę,
- Intensywne napowietrzanie sprawia, że wymiana ciepła kąpielni a ciała zachodzi jeszcze szybciej. Wymiana ta staje się bardzo pożądana w przypadku konkretnych dolegliwości,
- Olejki eteryczne unosząc się nad wodą wytwarzają delikatną i subtelną woń. Wprowadza to użytkownika w stan

odprężenia i relaksu a dodatkowo w głąb oskrzeli.

Dodatkowo do każdej maty można zakupić olejek do kąpeli (500ml):

- **Kasztanowiec:** wzmacnia żyły, zmniejsza opuchliznę i obrzęki, poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie.
- **Sosna górska:** poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie, ułatwia oddychanie i odkrztuszanie.
- **Kwiaty polne:** działa rozluźniająco na mięśnie, przeciw-reumatycznie, poprawia ukrwienie.
- **Melisa:** działa rozkurczowo i przeciwskurczowo, relaksuje, uspokaja, odpręża, wzmacnia krążenie.
- **Lawenda:** relaksuje, uspokaja, odpręża, poprawia ukrwienie, działa rozluźniająco na mięśnie.
- **Rozmaryn:** działa rozluźniająco i pobudzająco, poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie, działa rozluźniająco na mięśnie i przeciwreumatyczne.
- **Algi morskie:** ujędnia skórę i redukuje cellulitis, poprawia ukrwienie, relaksuje, uspokaja, odpręża.
- **Eukaliptus:** ułatwia oddychanie i odkrztuszanie, wzmacnia krążenie, poprawia ukrwienie.
- **47 ziół:** poprawia ukrwienie, działa przeciwreumatyczne, orzeźwia i pobudza, ułatwia oddychanie i odkrztuszanie.
- **Rumianek:** przeciwzapalnie, przeciwskurczowo, przeciwalergicznie, kojąco na skórę.



Cena za olejki: 200zł/1L

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model generatora: Generator ENERGY II z pilotem , Generator DREAM ze światłoterapią (+ 200,00 zł)

Rodzaj olejku: brak , Lawenda 500ml (+ 100,00 zł) , Eukaliptus 500ml (+ 100,00 zł) , Melisa 500ml (+ 100,00 zł) , 47 ziół 500ml (+ 100,00 zł) , Rozmaryn 500ml (+ 100,00 zł) , Sosna górska 500ml (+ 100,00 zł) , Kasztanowiec 500ml (+ 100,00 zł) , Kwiaty polne 500ml (+ 100,00 zł) , Algi morskie 500ml (+ 100,00 zł) , Rumianek 500ml (+ 100,00 zł)