

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-do-lozka-szpitalnego-w-pokrowcu-zmywalnym-p-3021.html>



Materac do łóżka szpitalnego w pokrowcu zmywalnym

Cena brutto	455,00 zł
Cena netto	421,30 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-M-ZM

Opis produktu

Prezentowany w naszej ofercie materac wykonany jest ze sprężystej gąbki poliuretanowej, która przyczynia się do równomiernego i pełno kontaktowego oparcia poszczególnych odcinków kręgosłupa. Dodatkowo oddziałuje on na spoczynkową regulację napięcia mięśniowego. Nie upośledza funkcji oddechowej, krążeniowej i trawiennej. Szpitalny materac piankowy w pokrowcu zmywalnym zapewnia pewne podtrzymanie użytkownika oraz pozwala na odwzorowanie pozycji ułożeniowych. Zastosowanie w produkcie pokrowca zmywalnego sprawia, że znajdujący się wewnątrz materac zabezpieczony jest przed zalaniem czy zabrudzeniem. Z łatwością można go też czyścić. Maksymalne obciążenie tego materaca to 100 kg, z kolei jego wymiary to 200 X 90 X 10 cm

Materac do łóżka ortopedycznego w pokrowcu zmywalnym, cechy:

- wykonany z pianki poliuretanowej,
- materac pokryty pokrowcem zmywalnym,
- pokrowiec zabezpiecza materac przed zabrudzeniem/zmoczeniem,
- zapinany na zamek,
- produkt jest wyrobem medycznym,
- łatwy do czyszczenia,
- sprzedawany ze stawką 8% VAT,
- posiada certyfikat CE.

Materac do łóżka rehabilitacyjnego w pokrowcu zmywalnym, cechy:

- wymiar: 200 X 90 X 10 cm
- waga: 5,40 kg
- maksymalne obciążenie: 100 kg
- gęstość pianki: 25 kg/m³

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.