

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-jednoczesciowy-195x100x5-p-1745.html>

# Materac jednoczęściowy (195x100x5)



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>482,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>446,30 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>7-14dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SM-J-MR-M1</b>  |

## Opis produktu

Materac jest jednoczęściowy i stosowany w fizykoterapii, gimnastyce rehabilitacyjnej oraz rekreacyjnie. Materac został wykonany z grubej na 5 cm specjalnej pianki obitej wysokiej klasy skóropodobnym materiałem. Jest on całkowicie zmywalny co czyni go łatwym w utrzymaniu czystości. Stosowany w gabinetach i przychodniach rehabilitacyjnych.

### Cechy produktu:

- jedno-częściowy
- idealny przy zabiegach fizykoterapeutycznych
- sprawdza się w gimnastyce rehabilitacyjnej
- pokryty wytrzymałym, łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym
- nie wymaga szczególnej konserwacji

### Dane techniczne:

- długość: 195 cm
- szerokość: 100 cm
- głębokość: 5 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor tapicerki J:** 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25