

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-piankowy-w-pokrowcu-bawelnianym-p-219.html>



## Materac piankowy w pokrowcu bawełnianym

Dostępność

**WYCOFANY ZE  
SPRZEDAŻY**

Czas wysyłki

**NIEDOSTĘPNY**

Numer katalogowy

**SM-TGO-R-BAW**

### Opis produktu

Prezentowany w naszej ofercie materac wykonany jest ze sprężystej gąbki poliuretanowej, która przyczynia się do równomiernego i pełno kontaktowego oparcia poszczególnych odcinków kręgosłupa. Dodatkowo oddziałuje on na spoczynkową regulację napięcia mięśniowego. Nie upośledza funkcji oddechowej, krążeniowej i trawiennej.

Szpitalny materac piankowy w pokrowcu bawełnianym zapewnia pewne podtrzymanie użytkownika oraz pozwala na odwzorowanie pozycji ułożeniowych.

Maksymalne obciążenie tego materaca to 100 kg, z kolei jego wymiary to 200 X 90 X 10 cm

#### **Materac do łóżka szpitalnego w pokrowcu bawełnianym, cechy:**

- wykonany z pianki poliuretanowej,
- materac pokryty tkaniną bawełnianą,
- pokrowiec zabezpiecza materac przed zabrudzeniem,
- zapinany na zamek,
- produkt jest wyrobem medycznym,
- sprzedawany ze stawką 8% VAT,
- posiada certyfikat CE.

#### **Materac do łóżka rehabilitacyjnego w pokrowcu bawełnianym, dane techniczne:**

- wymiar: 200 X 90 X 10 cm
- waga: 5,40 kg
- maksymalne obciążenie: 100 kg
- gęstość pianki: 25 kg/m<sup>3</sup>

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.