

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-przeciw-odlezynom-do-140-kg-p-3368.html>

Materac przeciw odleżynom do 140 kg



Cena brutto	421,00 zł
Cena netto	389,81 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-MR 001-5

Opis produktu

Materac przeciw odleżynom rurowy z wyjmowanymi komorami i kompresorem - Twój niezawodny sprzymierzeniec w walce z odleżynami

Jeśli opiekujesz się osobą długotrwale leżącą lub sam potrzebujesz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wiesz, jak ogromnym wyzwaniem mogą być odleżyny. To nie tylko problem zdrowotny – to także ból, dyskomfort i realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta. Dlatego tak istotne jest zastosowanie profesjonalnych rozwiązań, które realnie chronią skórę i tkanki przed szkodliwym działaniem długotrwałego nacisku.

Materac przeciwoodleżynowy rurowy z wyjmowanymi komorami i kompresorem to produkt stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach – osobach leżących, seniorach, pacjentach po operacjach, chorych z ograniczoną mobilnością oraz wszystkich, którzy są narażeni na powstawanie odleżyn.

Dla kogo jest dedykowany materac przeciwoodleżynowy?

- Dla osób długotrwale unieruchomionych, przebywających stale w łóżku – w domu, szpitalu, ośrodku opiekuńczym czy hospicjum
- Dla seniorów z ograniczoną sprawnością ruchową
- Dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych, udarach lub urazach
- Dla osób z zaburzeniami krążenia i z pierwszymi objawami uszkodzenia skóry
- Dla każdego, kto chce skutecznie zadbać o zdrowie i komfort bliskich, minimalizując ryzyko powikłań

Dlaczego materac na odleżyny jest niezbędny?

Zwykłe materace nie zapewniają ochrony przed powstawaniem odleżyn. Nowoczesny materac przeciw odleżynom aktywnie zapobiega powstawaniu bolesnych i groźnych dla zdrowia zmian skórnych dzięki systemowi cyklicznego napompowywania i opróżniania komór. Pozwala to na stałą zmianę punktów podparcia i obciążenie najbardziej narażonych miejsc na ciele – nawet podczas długich godzin leżenia w jednej pozycji.

Dzięki temu:

- Redukujesz ryzyko powstawania odleżyn i pogłębiania się zmian
- Zwiększasz komfort i bezpieczeństwo osoby leżącej

-
- Ułatwiasz sobie codzienną opiekę i pielęgnację chorego
 - Oszczędzasz czas i pieniądze, które mogłyby być wydane na leczenie powikłań

Kluczowe zalety materaca przeciwoodleżynowego:

- **Wymowane 4 komory w części środkowej** – łatwość utrzymania higieny i wykonania czynności pielęgnacyjnych bez konieczności przemieszczania pacjenta
- **Rurowa konstrukcja i poprzeczne, naprzemiennie pompowane komory powietrzne** – równomierne rozłożenie nacisku, lepsze ukrwienie tkanek
- **System zmiennociśnieniowy** – zmiana punktów podparcia co 12 minut
- **Cicha, wydajna praca kompresora** – gwarancja spokojnego snu i wypoczynku
- Wykonanie z trwałego, nietoksycznego i łatwego do dezynfekcji PVC
- Prosta obsługa i kompatybilność z każdym łóżkiem medycznym
- Profilaktyka i leczenie odleżyn I stopnia zgodnie z rekomendacjami NPUAP/EPUAP

Dane techniczne:

- Wymiary: 200 x 86 x 9,5 cm
- Waga materaca: 3,3 kg
- Waga kompresora: 1 kg
- Maksymalne obciążenie: 140 kg
- Zakres ciśnienia: 40-110 mmHg
- Przepływ powietrza: 6-7 l/min
- Czas cyklu: 12 minut
- Poziom głośności: tylko 38,6 dB

Nie czekaj, aż pojawią się pierwsze objawy odleżyn! Zainwestuj w zdrowie i komfort swoich bliskich – wybierz sprawdzony materac przeciwoodleżynowy i zyskaj pewność, że robisz wszystko, by chronić ich przed niebezpiecznymi powikłaniami. Postaw na sprawdzone rozwiązanie, polecane przez specjalistów, które przynosi ulgę i realną ochronę. Zamów materac na odleżyny już dziś i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.