

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-przeciwodlezynowy-babelkowy-bez-pompy-p-745.html>



Materac przeciwodleżynowy bąbelkowy bez pompy

Cena brutto	99,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	91,67 zł
------------	-----------------

Cena poprzednia	159,00 zł
-----------------	------------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SM-RF-BF1000/2000
------------------	--------------------------

Opis produktu

Materac przeciwoleżynowy bąbelkowy bez pompy posiada dwie główne komory oraz 130 komór powietrznych, które naprzemiennie wypełniane są powietrzem. Materac ten polecany jest osobom, które posiadają już sprawną pompę.

Materac ten został zaprojektowany specjalnie, aby zapobiegać tworzeniu się odleżyn oraz ułatwić ich leczenie. Używanie tego materaca pozwala uniknąć uszkodzenia skóry i mięśni spowodowanego nadmiernym uciskiem ciała. Wspomaga przepływ krwi w całym organizmie, usprawnia mikrocyrkulację oraz wymianę substancji odżywczych i tlenu pomiędzy systemem krwionośnym, a komórkami ciała.

Ponadto materac ten **posiada certyfikat i zakwalifikowany jest do grupy produktów medycznych sprzedawanych w Polsce**. Świadczy to o tym, że jest to **produkt najwyższej jakości**.

Charakterystyczne cechy tego materaca to:

- wyposażony w 2 komory główne, 130 komór powietrznych,
- kolor: beżowy
- maksymalne dopuszczalne obciążenie: 100 kg,
- waga materaca: 2,5 kg,
- wymiary materaca: szer. 86 x dł. 198 x wys. 6,4 cm,

W zestawie znajdują się:

- Materac bąbelkowy bez pompy w kolorze beżowym
- Wąż do podłączenia materaca z pompą
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 12 miesięcy
- Paragon lub na życzenie klienta faktura VAT

Na nasze produkty posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje.



GI-entente s.p.ż.
Seda Legnica, P. 22a San Michele n. 24
20020 Magnago (MI), ITAŁY



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej MDD 93/42/EEC

Firma **GI-entente s.p.ż.** z siedzibą w Magnago (MI) P. 22a San Michele 24, VAT Nr IT0367030066

Deklaruję, że:

System protowidokowy model **GM 101+GM7800/C** (zestaw z regulacją ciemności model GM 525 oraz materiały runowcy Nylon/PVC model GM 7800/C) spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie sprzętów medycznych 93/42/EEC (MDD), klasa I

Deklaruję, że w/w sprzęt medyczny został wprowadzony do obrotu ze znakami CE na podstawie Art. 5.7 Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC

Data i miejsce wystawienia: Magnago, 08.01.2013

Podpis: Marcin Urbaniak,
Białko-Białe 07.02.2013

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.