

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-przeciwodleżynowy-do-150-kg-p-9.html>

Materac przeciwodleżynowy do 150 kg

Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	555,56 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-GM-TKS 2012-B1

Opis produktu

Ten funkcjonalny i nowoczesny materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy rurowy zawiera wiele komór, które automatycznie i naprzemiennie wypełniane są powietrzem. Możliwe jest to za pomocą elektrycznej pompy, która zasilana jest napięciem 230V, 50Hz. Materac ten umożliwia zapobieganie powstawaniu odleżyn oraz wspomaga leczenie już istniejących zmian dzięki ustawicznym zmianom nacisku na poszczególne części ciała pacjenta, podczas gdy jego ciało pozostaje na tej samej wysokości. Technologia ta wspomaga cyrkulację krwi w całym ciele, dzięki czemu usprawnia oddychanie i odżywianie komórek ciała. Prawidłowe działanie materaca przeciwodleżynowego zapewni ustawienie ciśnienia indywidualnie dla każdego użytkownika przy uwzględnieniu jego wagi ciała oraz rodzaju schorzenia. Pompa, która jest dołączona do tego materaca, pracuje bardzo cicho i waży 1,4 kg, działa w cyklu 12 minut. Materac ma wymiary 198 X 82 X 11 cm i waży zaledwie 3,7 kg. Ten materac antyodleżynowy umożliwia płynną regulację jego twardości. Posiada także możliwość wyjmowania poszczególnych rur w miejscach, gdzie już wcześniej powstały odleżyny, co wspomaga proces ich leczenia oraz pozwala pacjentowi uniknąć dodatkowego bólu.

Cechy materaca przeciwodleżynowego :

- płynna regulacja twardości materaca,
- cicha praca pompy (Pompa CQD-J),
- **maksymalne dopuszczalne obciążenie to 150 kg,**
- czas cyklu: 12 minut
- zakres ciśnienia: 70-120 mmHg
- przepływ: 5 -6 l/min
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- wymiary materaca: 198 X 82 X 11 cm
- waga materaca: 3,7 kg
- waga pompy: 1,4 kg
- zasilanie: AC 220-230V 50 Hz
- pobór mocy: 7 VA

Zestaw zawiera:

- cichą pompę elektryczną z regulacją ciśnienia materaca (twardości)
- materac rurowy
- zapasową cełę
- instrukcję w języku polskim
- gwarancję na 12 miesięcy
- rurki do podłączenia pompy z materacem.

Na nasze produkty posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje.



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.