

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-przeciwoodleżynowy-gofrowany-p-221.html>



Materac przeciwoodleżynowy gofrowany

Cena brutto	480,00 zł
Cena netto	444,44 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-MP-R-GOFF

Opis produktu

Prezentowany materac **szczególnie polecany** jest dla osób chorych, które długo przebywają w pozycji leżącej. Materac wykonany jest z wysokiej jakości pianki poliuretanowej. Dzięki odpowiedniej sprężystości pianki, materac dopasowuje się do ciała pacjenta podczas leżenia lub zmiany pozycji. Ponadto pozwala na równomierne rozkładanie ciężaru ciała, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa i zdrowy sen. Ten materac antyodleżynowy działa profilaktycznie, a także wspomaga leczenie odleżyn. Ponadto na skutek jego zastosowania następuje zmniejszenie nacisku na skórę i tkanki. Materac przeciwoodleżynowy posiada "**gofrowaną konstrukcję**", która umożliwia swobodny przepływ powietrza między materacem, a ciałem pacjenta. Konstrukcja materaca składa się z wycięć w kształcie kostek, które dopasowują się do uciskającej je części ciała. Ponadto między kostkami występuje duża ilość kanałów, które zapewniają stały dostęp świeżego powietrza istotnego dla właściwego leczenia.

Cechy materaca w pokrowcu paroprzepuszczalnym:

- zdejmowany, paroprzepuszczalny pokrowiec
- specjalna konstrukcja
- wysokiej jakości pianka poliuretanowa
- zapewnia komfort użytkowania
- trwały i wygodny
- wspomaga leczenie odleżyn
- swobodna cyrkulacja powietrza pomiędzy kostkami
- doskonałe odciążenie i podtrzymanie

	R-GOFF
WYMIAR	200 x 90 x 12 cm
WAGA	5,40 kg
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	100 kg
GĘSTOŚĆ PIANKI	25 kg/m ³

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.