

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-przeciwoodleżynowy-rurowy-p-7.html>



Materac przeciwoodleżynowy rurowy

Cena brutto	500,00 zł
Cena netto	462,96 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-MR 001-4

Opis produktu

Ten funkcjonalny i nowoczesny materac przeciwoodleżynowy, zmiennociśnieniowy rurowy zawiera wiele komór, które **automatycznie i naprzemiennie wypełniane są powietrzem**. Możliwe jest to za pomocą elektrycznej pompy, która **zasilana jest napięciem 220V, 50Hz**. Materac ten umożliwia **zapobieganie powstawaniu odleżyn** oraz **wspomaga leczenie już istniejących zmian dzięki ustawicznym zmianom** nacisku na poszczególne części ciała pacjenta, podczas gdy jego ciało pozostaje na tej samej wysokości. Technologia ta wspomaga cyrkulację krwi w całym ciele, dzięki czemu **usprawnia oddychanie i odżywianie komórek ciała**. Prawidłowe działanie materaca przeciwoodleżynowego zapewni ustawienie ciśnienia indywidualnie dla każdego użytkownika przy uwzględnieniu jego wagi ciała oraz rodzaju schorzenia. Pompa, która jest dołączona do tego materaca, pracuje bardzo cicho (**Pompa Soft Wind IV**), **waży 1,2 kg**, a czas trwania jednego **cyklu to 12 minut**. Materac ma wymiary 200 X 86 X 9,5 cm **i waży 3,6 kg**. Ten materac antyodleżynowy umożliwia płynną regulację jego twardości. Posiada także możliwość wyjmowania poszczególnych rur w miejscach, gdzie już wcześniej powstały odleżyny, co wspomaga proces ich leczenia oraz pozwala pacjentowi uniknąć dodatkowego bólu.

Charakterystyczne cechy tego materaca to :

- płynna regulacja twardości materaca,
- cicha praca pompy (Pompa Soft Wind IV),
- **maksymalne dopuszczalne obciążenie to 130 kg,**
- czas cyklu: 12 minut
- zakres ciśnienia: 40-110 mmHg
- przepływ: 6-7 l/min
- wymiary materaca: 200 X 86 X 9,5 cm
- waga materaca: 3,6 kg
- waga pompy: 1,2 kg
- zasilanie: AC 220V 50/60 Hz 0,1 A
- pobór mocy: 8 W

Zestaw zawiera:

- cichą pompę elektryczną z regulacją ciśnienia materaca (twardości)
- materac rurowy
- zapasową cełę
- instrukcję w języku polskim
- gwarancję na 18 miesięcy
- rurki do podłączenia pompy z materacem.

Na nasze produkty posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje.



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.