

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-rehabilitacyjny-3-czesciowy-miekki-180x90x5cm-p-2140.html>

Materac rehabilitacyjny 3 częściowy miękki 180x90x5 cm



Cena brutto	415,00 zł
Cena netto	337,40 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-PS-KMR-009

Opis produktu

Materac rehabilitacyjny 3 częściowy miękki 180x90x5 cm

Materac rehabilitacyjny 3 częściowy miękki 180x90x5 cm to praktyczne wyposażenie gabinetów fizjoterapii, sal rehabilitacyjnych, placówek medycznych, szkół, sal korekcyjnych oraz stref ćwiczeń ruchowych. Model został zaprojektowany z myślą o codziennym, intensywnym użytkowaniu, dlatego łączy komfort pracy, odpowiednią sprężystość oraz wygodę przechowywania i transportu.

Wkład z miękkiej pianki o podwyższonej gęstości dobrze rozkłada nacisk i zapewnia stabilne, a jednocześnie komfortowe podłoże do ćwiczeń, terapii ruchem, zajęć ogólnousprawniających oraz pracy indywidualnej z pacjentem. Taka konstrukcja sprawdza się zarówno podczas ćwiczeń wykonywanych w pozycji leżącej, jak i przy aktywnościach wymagających bezpiecznego kontaktu z podłożem.

Dużym atutem materaca jest **trzyczęściowa, składana budowa**, która ułatwia jego przenoszenie, przechowywanie i organizację przestrzeni w gabinecie lub sali ćwiczeń. Po zakończonej pracy materac można szybko złożyć, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca i jest wygodniejszy w codziennej obsłudze.

Powierzchnia została pokryta trwałym materiałem skóropodobnym typu skaj. To rozwiązanie cenione w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych, ponieważ ułatwia utrzymanie materaca w czystości, a przy tym dobrze sprawdza się w regularnym użytkowaniu. Obicie jest odporne na typowe obciążenia eksploatacyjne, co zwiększa trwałość produktu w pracy z wieloma użytkownikami.

Najważniejsze zalety

- trzyczęściowa konstrukcja ułatwiająca składanie i transport,
- miękka, sprężysta pianka o podwyższonej gęstości,
- wygodne podłoże do ćwiczeń, terapii ruchowej i rehabilitacji,
- pokrycie ze skaju ułatwiające utrzymanie czystości,
- materiał odporny na codzienne użytkowanie,
- uniwersalne zastosowanie w placówkach medycznych, edukacyjnych i sportowych.

Zastosowanie

Materac może być wykorzystywany w gabinetach rehabilitacyjnych, salach do ćwiczeń, ośrodkach terapeutycznych, szkołach, klubach sportowych oraz w innych miejscach, gdzie potrzebne jest wygodne i bezpieczne podłoże do aktywności ruchowej. Sprawdza się podczas ćwiczeń ogólnousprawniających, terapii funkcjonalnej, zajęć korekcyjnych oraz ćwiczeń

wspomagających pracę z pacjentem lub podopiecznym.

Dane techniczne

- **Długość:** 180 cm
- **Szerokość:** 90 cm
- **Wysokość:** 5 cm
- **Konstrukcja:** 3-częściowa, składana
- **Rodzaj pianki:** miękka pianka o podwyższonej gęstości
- **Pokrycie:** materiał skóropodobny (skaj)

Dlaczego warto wybrać ten model?

Jeśli szukasz materaca rehabilitacyjnego, który zapewnia komfort ćwiczeń, wygodę użytkowania i łatwiejszą organizację pracy, ten model będzie trafnym wyborem. To funkcjonalne rozwiązanie dla specjalistów oraz placówek, które potrzebują trwałego, składanego materaca do codziennego wykorzystania w rehabilitacji i terapii ruchowej.

Zobacz również:

[Materace rehabilitacyjne 3-częściowe](#)

[Materace do ćwiczeń składane](#)

[Materace rehabilitacyjne 2-częściowe](#)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor obszycia: Czerwony , Zielony , Niebieski