

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-rehabilitacyjny-miekki-200x120x5cm-p-622.html>

Materac rehabilitacyjny miękki 200x120x5 cm do ćwiczeń



Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-PS-KMR-015

Opis produktu

Materac rehabilitacyjny miękki 200x120x5 cm – wygodne podłoże do ćwiczeń i terapii ruchowej

Materac rehabilitacyjny miękki o wymiarach 200 × 120 × 5 cm to praktyczne wyposażenie do codziennej pracy w gabinetach fizjoterapii, salach ćwiczeń, placówkach medycznych oraz przestrzeniach przeznaczonych do terapii ruchowej. Duża powierzchnia użytkowa ułatwia prowadzenie ćwiczeń na podłożu, terapii indywidualnej, zajęć korekcyjnych oraz wybranych form pracy z pacjentem w pozycji leżącej i podporach.

Model został wykonany z miękkiej, sprężystej pianki o podwyższonej gęstości, dzięki czemu dobrze łączy komfort użytkowania z odpowiednim podparciem ciała. Taka konstrukcja sprawia, że materac do rehabilitacji może być wykorzystywany zarówno podczas ćwiczeń ogólnousprawniających, jak i w trakcie zajęć ukierunkowanych na poprawę kontroli ruchu, równowagi i stabilizacji.

Miękki materac do fizjoterapii i ćwiczeń

To rozwiązanie dla placówek, które potrzebują trwałego i wygodnego podłoża do pracy z pacjentem. Materac do fizjoterapii sprawdza się podczas ćwiczeń rozciągających, wzmacniających, mobilizacyjnych oraz w terapii ruchowej prowadzonej w warunkach gabinetowych. Ze względu na jednoczęściową konstrukcję model pozostaje stabilny na całej powierzchni i jest gotowy do użycia bez rozkładania dodatkowych segmentów.

- duża powierzchnia do ćwiczeń: 200 × 120 cm,
- miękka i sprężysta pianka o podwyższonej gęstości,
- materac jednoczęściowy do wygodnej pracy terapeutycznej,
- pokrycie z materiału skóropodobnego odpornego na codzienne użytkowanie,
- powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości i dezynfekcji,
- zastosowanie w rehabilitacji, fizjoterapii, ćwiczeniach i terapii ruchowej.

Pokrycie łatwe do dezynfekcji i codziennej pielęgnacji

Materac z pokryciem łatwym do dezynfekcji ułatwia zachowanie odpowiedniego standardu higieny w miejscach, gdzie produkt jest intensywnie eksploatowany przez wielu użytkowników. Zewnętrzny materiał skóropodobny jest odporny na typowe zabrudzenia eksploatacyjne, a jego czyszczenie przebiega sprawnie, co ma znaczenie w gabinetach rehabilitacyjnych, placówkach opiekuńczych oraz salach ćwiczeń.

Zastosowanie materaca rehabilitacyjnego 200 × 120 × 5 cm

Miękki materac piankowy do ćwiczeń może być wykorzystywany jako wyposażenie:

- gabinetów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych,
- sal ćwiczeń i terapii ruchowej,
- placówek medycznych i opiekuńczych,
- szkół, przedszkoli i sal gimnastycznych,
- stref ćwiczeń korekcyjnych i ogólnousprawniających.

Jeżeli szukasz innych wariantów, sprawdź również [materace rehabilitacyjne 1-częściowe](#), [materace rehabilitacyjne 2-częściowe](#) oraz całą kategorię [materacy do ćwiczeń i rehabilitacji](#).

Dane techniczne

- długość: 200 cm,
- szerokość: 120 cm,
- wysokość: 5 cm,
- typ: materac rehabilitacyjny miękki,
- konstrukcja: jednoczęściowa,
- wypełnienie: pianka o podwyższonej gęstości,
- pokrycie: materiał skóropodobny, łatwy do mycia i dezynfekcji.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor obszycia: Czerwony , Zielony , Niebieski