

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/materac-szpitalny-zmywalny-obciazenie-do-250kg-p-3221.html>



Materac szpitalny zmywalny - obciążenie do 250kg

Cena brutto	880,00 zł
Cena netto	814,81 zł
Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	SM-TGO-MAT-MAX-ZM-15

Opis produktu

Materac szpitalny zmywalny - idealne wsparcie do rehabilitacji i opieki długoterminowej

Materac piankowy do łóżka rehabilitacyjnego bariatrycznego to nieodzowny element opieki nad pacjentami wymagającymi specjalistycznego podparcia ciała. Dzięki wytrzymałemu pokrowcowi nieprzemakalnemu i paroprzepuszczalnemu, materac zapewnia komfort, wspierając prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz sprzyjając spoczynkowej regulacji napięcia mięśniowego. Idealnie sprawdzi się zarówno podczas leczenia, rehabilitacji, jak i opieki nad pacjentami długotrwale unieruchomionymi.

Cechy materaca szpitalnego:

- **Wysokiej jakości pianka poliuretanowa** – zapewnia trwałość, elastyczność i długotrwały komfort użytkowania.
- **Oddychający i wodoodporny pokrowiec** – skutecznie odprowadza parę wodną, zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci, co zmniejsza ryzyko odparzeń i odleżyn.
- **Antyalergiczna powłoka poliuretanowa** – materiał wykazuje właściwości antibakteryjne i antygrzybiczne, co zapewnia higienę i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Łatwe czyszczenie i dezynfekcja** – pokrowiec można prać w temperaturze do 90°C oraz czyścić gąbką lub szmatką, co umożliwia szybkie i higieniczne usunięcie zabrudzeń.
- **Zamek błyskawiczny zabezpieczony listwą** – pozwala na szybkie i wygodne zdejmowanie pokrowca do prania.
- **Antypoślizgowa powierzchnia pokrowca** – zapewnia stabilność prześcieradła i zapobiega jego zwijaniu się pod ciałem pacjenta.
- **Możliwość mycia pacjenta bezpośrednio na materacu** – ułatwia codzienną opiekę nad pacjentem.

Dane techniczne materaca antyalergicznego:

- Wymiary: 200 x **120** x 15 cm
- Wysokość: 15 cm
- Maksymalne obciążenie: 250 kg

Materac nieprzemakalny jest nie tylko wygodny, ale przede wszystkim funkcjonalny, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do szpitali, jak i dla osób opiekujących się pacjentami w domowych warunkach. Idealnie sprawdza się w leczeniu, rekonwalescencji oraz w opiece nad osobami trwale unieruchomionymi. **Materac do łóżka bariatrycznego. Jego szerokość to 120 cm, z kolei wymiar szerokość standardowego materaca do łóżka szpitalnego to 90 cm.**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.