

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/medyczna-kozетка-niemagnetyczna-p-3048.html>

Medyczna kozetka niemagnetyczna



Cena brutto	1 814,00 zł
Cena netto	1 679,63 zł
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	SM-TM-SRF-SPA

Opis produktu

Medyczna kozetka niemagnetyczna z regulowanym zagłówkiem to nadzwyczajny produkt, który idealnie sprawdza się w gabinetach lekarskich, zabiegowych, szpitalach i klinikach zdrowia, szczególnie w fizykoterapii. Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji zapewnia wygodę pacjentowi i komfort pracy terapeutce, umożliwiając rehabilitację i masaż z zastosowaniem kształtek. Produkt jest wykonany z najwyższej jakości materiałów, a wysokoodporna tapicerka leżanki z winylu i drewniany stelaż z litego drewna bukowego pokrytego bezbarwnym lakierem zapewniają bezpieczeństwo podczas podłączania aparatury medycznej. To produkt, który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników, dbających o każdy szczegół.



Medyczna kozetka niemagnetyczna, cechy:

- Medyczna kozetka niemagnetyczna z regulowanym zagłówkiem
- Idealna do gabinetów lekarskich, zabiegowych, szpitali i klinik zdrowia, szczególnie w fizykoterapii
- Innowacyjna konstrukcja zapewnia wygodę pacjentowi i komfort pracy terapeutce
- Możliwość rehabilitacji i masażu z zastosowaniem kształtek
- Wysoka jakość materiałów wykonania
- Wysokoodporna tapicerka z winylu i drewniany stelaż z litego drewna bukowego pokrytego bezbarwnym lakierem zapewniają bezpieczeństwo podczas podłączania aparatury medycznej
- Produkt zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników

-
- Wyposażenie standardowe: leżysko dwusegmentowe bez otworów, zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki, tapicerka skóropodobna, wysokość stała 70 cm, szerokość 70 cm, długość 200 cm, grubość tapicerki 6 cm, wieszak na ręcznik papierowy, stół nie zawiera elementów metalowych, konstrukcja bukowa.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMO: brak , 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż , 57 - mleczna czekolada , 58 - espresso , 59 - antracyt , 60 - kawa z mlekiem