

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/medyczny-regal-listwowy-na-kolach-p-3393.html>

Medyczny regał listwowy RKS-6 na kołach z 5 koszami

Cena brutto	5 504,00 zł
Cena netto	4 474,80 zł
Cena poprzednia	5 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RKS-6

Opis produktu

Medyczny regał listwowy RKS-6 na kołach do sterylizatorni i brudownika

Medyczny regał listwowy RKS-6 na kołach to mobilny regał ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, przeznaczony do intensywnej pracy w placówkach medycznych, sterylizatorniach, brudownikach, magazynach szpitalnych i zapleczach oddziałowych. Model został wyposażony w 5 koszy: 3 kosze niskie oraz 2 kosze z wycięciem, dzięki czemu pozwala szybko rozdzielić materiały pomocnicze, pojemniki, akcesoria i drobne wyposażenie medyczne.

To nie jest zwykły regał metalowy na kółkach do magazynu. RKS-6 to specjalistyczny regał listwowy mobilny do środowiska medycznego, w którym liczy się higiena, trwałość, łatwe przemieszczanie oraz szybki dostęp do przechowywanych materiałów. Stal kwasoodporna 0H18N9, koła Ø100 mm i układ koszy 575 x 280 mm sprawiają, że regał dobrze sprawdza się tam, gdzie standardowy regał stacjonarny jest zbyt mało elastyczny.

RKS-6 — regał listwowy z 3 koszami niskimi i 2 koszami z wycięciem

Największą przewagą modelu RKS-6 jest praktyczny układ koszy. Trzy kosze niskie 575 x 280 x 135 mm ułatwiają organizację drobniejszych materiałów, opakowań i akcesoriów, natomiast dwa kosze z wycięciem 575 x 280 x 260 mm zapewniają wygodniejszy dostęp do większych pojemników lub elementów używanych w bieżącej pracy. Dzięki temu regał nadaje się zarówno do porządkowania zapasów, jak i do codziennej kompletacji wyposażenia.

Najważniejsze zalety regału medycznego RKS-6

- **Model RKS-6** — konkretne oznaczenie regału listwowego mobilnego do placówek medycznych.
- **5 koszy w zestawie** — 3 kosze niskie oraz 2 kosze z wycięciem do wygodnej segregacji materiałów.
- **Stal kwasoodporna 0H18N9** — materiał odpowiedni do wyposażenia medycznego, sterylizatorni, brudownika i zaplecza szpitalnego.
- **Mobilna konstrukcja na kołach** — łatwe przestawianie regału między stanowiskami pracy.
- **Kosze z wycięciem** — szybki dostęp do zawartości bez konieczności wyjmowania całego kosza.
- **Wysokość 1900 mm** — dobre wykorzystanie przestrzeni w pionie.
- **Szerokość całkowita 575 mm** — kompaktowy wymiar do pomieszczeń technicznych, brudowników i magazynów medycznych.

Do czego służy medyczny regał listwowy RKS-6?

Regał RKS-6 służy do uporządkowanego przechowywania koszy, pojemników, akcesoriów, materiałów pomocniczych i wyposażenia używanego w pracy placówki medycznej. Sprawdza się w sterylizatorni, gdzie potrzebny jest szybki dostęp do

posegregowanych materiałów, w brudowniku, gdzie liczy się odporna i łatwa do utrzymania konstrukcja, oraz w magazynie medycznym, gdzie ważne jest logiczne rozdzielenie zapasów.

Mobilna konstrukcja pozwala przestawić regał bliżej stanowiska pracy, odsunąć go podczas sprzątanía albo wykorzystać jako pomocniczy regał do kompletowania wyposażenia. Dzięki temu RKS-6 jest praktyczniejszy niż regał stacjonarny w pomieszczeniach, w których organizacja pracy często się zmienia.

Wyposażenie regału RKS-6

- 3 × kosz 575 × 280 × 135 mm,
- 2 × kosz z wycięciem 575 × 280 × 260 mm,
- koła Ø100 mm, szare, w obudowie z tworzywa sztucznego,
- konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Dane techniczne

Model	RKS-6
Numer katalogowy	SM-TMBY-RKS-6
Typ produktu	medyczny regał listwowy mobilny na kołach
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wysokość stelaża	1900 mm
Głębokość stelaża	750 mm
Szerokość stelaża	550 mm
Szerokość całkowita z koszami	575 mm
Koła	Ø100 mm, szare, w obudowie z tworzywa sztucznego
Wyposażenie	5 koszy: 3 niskie i 2 z wycięciem

RKS-6 do sterylizatorni, brudownika i magazynu medycznego

W sterylizatorni regał RKS-6 pomaga utrzymać porządek w materiałach pomocniczych i pojemnikach używanych w codziennej pracy. W brudowniku sprawdza się jako mobilne wyposażenie odporne na intensywne użytkowanie. W magazynie medycznym pozwala podzielić asortyment na kilka poziomów, dzięki czemu łatwiej kontrolować dostępność materiałów i szybciej kompletować potrzebne wyposażenie.

Układ 3 koszy niskich i 2 koszy z wycięciem daje więcej możliwości segregacji niż prosta konstrukcja półkowa. To szczególnie ważne w placówkach, w których wiele drobnych elementów musi mieć swoje stałe miejsce, a personel powinien mieć szybki dostęp do potrzebnych materiałów.

RKS-6 czy RKS-5-K — który regał wybrać?

RKS-6 będzie lepszym wyborem, gdy potrzebujesz większej liczby niskich koszy do drobniejszych materiałów i akcesoriów. Jeżeli zależy Ci na innym układzie koszy, porównaj [regał listwowy mobilny RKS-5-K na kółkach z 5 koszami](#). Jeśli zamiast samego układu koszowego potrzebujesz modelu łączącego półki i kosze, sprawdź [regał magazynowy medyczny na kółkach z 2 półkami i 3 koszami](#).

Dlaczego warto wybrać regał listwowy RKS-6?

RKS-6 łączy mobilność, stal kwasoodporną i praktyczny układ koszy. To dobry wybór dla placówek, które nie potrzebują zwykłego regału magazynowego, ale specjalistycznego regału medycznego na kołach, który ułatwia organizację pracy w sterylizatorni, brudowniku lub zapleczu oddziałowym.

Jeżeli szukasz całej grupy podobnych produktów, sprawdź kategorię [regaly medyczne na kółkach](#). Do bardziej rozbudowanych systemów koszowych sprawdź również [regaly koszowe medyczne](#), a do stacjonarnego przechowywania wyposażenia [regaly magazynowe ze stali kwasoodpornej](#).

FAQ — najczęstsze pytania

Czym jest medyczny regał listwowy RKS-6?

RKS-6 to mobilny regał listwowy na kołach, wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9 i wyposażony w 5 koszy. Służy do organizacji materiałów, pojemników i akcesoriów w placówkach medycznych.

Czym RKS-6 różni się od zwykłego regału magazynowego?

Zwykły regał magazynowy służy głównie do odkładania wyposażenia na półkach. RKS-6 ma system listwowy i 5 koszy, dzięki czemu lepiej nadaje się do segregacji drobniejszych materiałów i pojemników w sterylizatorni, brudowniku lub magazynie

medycznym.

Czym RKS-6 różni się od RKS-5-K?

RKS-6 posiada 3 kosze niskie i 2 kosze z wycięciem. RKS-5-K ma inny układ koszy, dlatego wybór zależy od tego, czy ważniejsza jest większa liczba niskich koszy, czy inny podział przestrzeni na przechowywane materiały.

Ile koszy ma regał RKS-6?

Regał posiada 5 koszy: 3 kosze 575 × 280 × 135 mm oraz 2 kosze z wycięciem 575 × 280 × 260 mm.

Do czego służą kosze z wycięciem?

Kosze z wycięciem ułatwiają szybkie sięganie po zawartość bez konieczności wyjmowania całego kosza. To praktyczne przy większych pojemnikach, opakowaniach i materiałach używanych w bieżącej pracy.

Czy regał RKS-6 nadaje się do brudownika?

Tak. Regał RKS-6 może być stosowany w brudowniku, sterylizatorni, magazynie medycznym, laboratorium, gabinecie zabiegowym lub zapleczu oddziałowym.

Jakie są wymiary regału?

Wysokość stelaża wynosi 1900 mm, głębokość 750 mm, szerokość stelaża 550 mm, a szerokość całkowita z koszami 575 mm.

Czy regał można łatwo przestawiać?

Tak. Regał wyposażony jest w koła Ø100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, co ułatwia przemieszczanie go w obrębie pomieszczenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie, TAK 24 miesiące