

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/metalowa-kozетка-medyczna-p-1565.html>

Metalowa kozetka medyczna



Cena brutto	1 468,00 zł
Cena netto	1 359,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-LM-02

Opis produktu

Metalowa kozetka medyczna to wysokiej jakości mebel medyczny, idealny do zastosowania w gabinecie lekarskim, rehabilitacyjnym lub salonie masażu. Model ten zapewnia komfortowe warunki do przeprowadzania wielu zabiegów, takich jak badanie fizykalne jamy brzusznej, zdjęcie szwów czy zrobienie zastrzyku. Ponadto, leżanka sprawdza się doskonale podczas masażu, rehabilitacji oraz wykonywania tatuażu.

Stabilny stelaż wykonany z malowanych proszkowo rur stalowych oraz trzyczęściowe leże z opcją regulacji podglówka i podnóżka stanowią główne cechy modelu LM-02. Dzięki mechanizmowi typu rastomat, regulacja tych elementów jest prosta i wygodna. Leżanka standardowo wyposażona jest w otwór na twarz z zatyczką, jednakże istnieje możliwość zamówienia leżanki bez otworu w podglówku, w zależności od potrzeb użytkownika.


W skrócie, metalowa kozetka lekarska to mebel medyczny, który z powodzeniem sprawdzi się w wielu placówkach medycznych i salonach masażu. Dzięki swojej funkcjonalności, solidnej konstrukcji oraz możliwości regulacji, zapewnia on maksymalny komfort i wygodę podczas wykonywania różnego rodzaju zabiegów

Metalowa kozetka medyczna, cechy produktu:

- stabilna i lekka konstrukcja
- tapicerka łatwa w czyszczeniu
- zagłówek może posiadać otwór na twarz i zatyczkę,
- zagłówek oraz podnóżek regulowany jest za pomocą mechanizmu typu rastomat
- stała wysokość
- szeroki wybór kolorów tapicerki

Metalowa kozetka lekarska, parametry techniczne:

- długość: 190 cm
- wysokość: 55 lub 70 cm
- szerokość: 55 lub 70 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0° do +45°
- regulacja kąta podnóżka: 0° do 30°
- waga: 34 kg
- **maksymalne obciążenie: 150 kg lub wersja PLUS 220kg**



Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 324,00 zł) , Prestig N02 (+ 324,00 zł) , Prestig N03 (+ 324,00 zł) , Prestig N04 (+ 324,00 zł) , Prestig N05 (+ 324,00 zł) , Prestig N06 (+ 324,00 zł) , Prestig N07

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Kółka jezdne z hamulcem WS: Nie , Tak (+ 184,00 zł)

Półka dolna metalowa WS: nie , tak (+ 141,00 zł)

Szerokość: brak , 55cm , 70cm

Wybierz wysokość: brak , 55cm , 70 cm

Wieszak metalowy na papier WS: nie , tak (+ 110,00 zł)

Wersja Plus: nie , tak (+ 65,00 zł)