

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/metalowy-stojak-na-kroplowke-wolnostojacy-p-1706.html>

Metalowy stojak na kroplówkę wolnostojący



Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	6-8 tygodni
Numer katalogowy	SM-M-SKW-B

Opis produktu

Produkt z kategorii: stojak do kroplówek

Stojak ten wykorzystywany jest w placówkach, gdzie podawane są płyny infuzyjne. Został zaprojektowany tak by spełnić oczekiwania pacjentów. Sprzęt ten posiada mechanizm zaciskowy, dzięki któremu można regulować zakres wysokości stojaka. Jest to sprzęt prosty i praktyczny wykonany z blachy i rur stalowych. Wyposażony jest w dwa wieszaki przeznaczone na pojemnik z płynem infuzyjnym, jednak istnieje też możliwość zamówienia głowicy z czterema uchwytami. Pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo wyposażona jest w pięć tworzywowych kółek jezdnych, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie pacjenta ze stojakiem. Stojak dostępny jest w kolorze białym.

Cechy stojaka:

- dwa uchwyty na pojemniki z płynem infuzyjnym
- regulacja wysokości stojaka dzięki mechanizmowi zaciskowemu
- konstrukcja pokryta farbą proszkową
- wykonany z ze stali i blachy
- wysoka trwałość
- śruba mocująca
- pięcionóg z kółkami jezdnyymi
- kolor: biały

wymiary:

wysokość:	900 mm
głębokość:	450 mm
szerokość:	520 mm
waga:	15 kg
max.obciążenie:	15 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory stelaża M: 7035 , 9006 , 9007 , 1015 , 5024 , 9005 , 9016 , 6018 , 1018 , 2003