

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/metalowy-stojak-na-kroplowke-z-czterema-uchwytyami-p-61.html>



Metalowy stojak na kroplówkę z czterema uchwytami

Numer katalogowy

SM-KTS-SK4M

Opis produktu

Prezentowany stojak stanowi wyposażenie placówek, gdzie podawane są płyny infuzyjne. Stworzony został z myślą o tym, aby sprostać oczekiwaniom pacjentów. Sprzęt ten wyposażony jest w pokrętkę za pomocą, której można regulować wysokość stojaka. Ten metalowy stojak wyposażony jest w 4 uchwyty przeznaczone na pojemnik z płynem infuzyjnym. Jest prosty, praktyczny i trwały.

Podstawa stojaka wyposażona jest w 5 jezdnych kółek, które umożliwiają przemieszczanie pacjenta ze stojakiem.

Stojak stworzony jest ze stali, co zapewnia solidną konstrukcję. Wieszak pokryty jest chromem, a podstawa malowana jest farbą proszkową. Jego minimalna wysokość to 110 cm, a maksymalna 200 cm. Natomiast średnica podstawy wynosi 68 cm.

Cechy stojaka:

- cztery uchwyty na pojemniki z płynem infuzyjnym
- regulacja wysokości stojaka
- konstrukcja pokryta farbą proszkową i chromem
- wysoka trwałość
- śruba mocująca
- pięcionóg z kółkami jezdными
- kolor - biały
- wymiar: wysokość min. 110 cm , max. 200 cm
- średnica podstawy 68 cm
- **maksymalny udźwieg uchwytu : 2,5kg**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.