

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/metalowy-stojak-na-kroplowke-z-dwoma-uchwyty-p-59.html>



Metalowy stojak na kroplówkę z dwoma uchwytami

Numer katalogowy

SM-KTS-SK2M

Opis produktu

Stojak ten wykorzystywany jest w placówkach, gdzie podawane są płyny infuzyjne. Został zaprojektowany tak by spełnić oczekiwania pacjentów. Sprzęt ten posiada pokrętkę za pomocą, którego można regulować wysokość stojaka. Jest on sprzętem prostym i praktycznym, który wyposażony jest w dwa wieszaki przeznaczone na pojemnik z płynem infuzyjnym. Podstawa stojaka wyposażona jest w pięć jezdnych kółek, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie pacjenta ze stojakiem. Stojak wykonany jest ze stali, co zapewnia solidną konstrukcję. Wieszak i uchwyty pokryte są chromem, a podstawa malowana jest farbą proszkową.

Jego minimalna wysokość to 110 cm, maksymalna to 200 cm. Średnica podstawy wynosi 68 cm.

Cechy stojaka:

- dwa uchwyty na pojemniki z płynem infuzyjnym
- regulacja wysokości stojaka
- konstrukcja pokryta farbą proszkową i chromem
- wysoka trwałość
- śruba mocująca
- pięcionóg z kółkami jezdными
- kolor podstawy - biały
- wymiar: wysokość min. 110 cm, max. 200 cm
- średnica podstawy 68 cm
- **maksymalny udźwieg uchwytu: 2,5 kg**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.