

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/metalowy-stolik-chirurgiczny-na-kolkach-p-588.html>



Metalowy stolik chirurgiczny na kółkach

Cena brutto	1 300,00 zł
Cena netto	1 056,91 zł
Czas wysyłki	6-8 tygodni
Numer katalogowy	SM-MW-SCH-ST103

Opis produktu

Znajdujący się w naszej ofercie stolik chirurgiczny wykonany jest z blachy o grubości 0,8 mm i profili metalowych. Stanowi on ważny element wyposażenia szpitali, głównie sal operacyjnych. Posiada cztery skrętne kółka umożliwiające przewożenie i przestawianie stolika w dogodne miejsce. Dodatkowo możliwość blokady dwóch z nich zabezpiecza stolik przed niekontrolowanym przemieszczaniem się. Nasz stolik chirurgiczny wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, dlatego jest trwały, odporny na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne i zapewnia pełną stabilizację.

Cechy stolika chirurgicznego:

- wykonany z blachy stalowej
- solidny i trwały
- cztery jezdne, skrętne kółka
- blokada dwóch kółek
- odporny na uszkodzenia
- szeroka gama kolorystyczna

Dane techniczne:

- wysokość: 880 mm
- szerokość: 1400 mm
- głębokość: 600 mm
- waga: 26 kg