

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/metalowy-stolik-kosmetyczny-p-2072.html>



Stolik wielofunkcyjny – asystor z 2 półkami i szufladą 450 × 320 × 155 mm

Cena brutto	2 600,00 zł
Cena netto	2 407,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-B-04ST
Kod producenta	B-03-PS(1)P-80-K5

Opis produktu

Mobilny asystor do gabinetu z 2 półkami i szufladą

Stolik wielofunkcyjny – asystor z 2 półkami i szufladą to mobilne wyposażenie do gabinetów, stanowisk zabiegowych oraz przestrzeni, w których liczy się wygodna organizacja narzędzi, akcesoriów i materiałów pomocniczych. Model łączy otwarte powierzchnie odkładcze z zamkniętą przestrzenią do przechowywania, dzięki czemu ułatwia utrzymanie porządku i sprawną pracę przy stanowisku.

Ten wariant został wyposażony w **2 półki z podniesionym rantem o wymiarach 450 × 320 × 10 mm** oraz **1 szufladę 450 × 320 × 155 mm z blatem z podniesionym rantem**. To ważne wyróżnienie tego modelu względem innych podobnych stolików pomocniczych, ponieważ zapewnia jednocześnie wygodny dostęp do najpotrzebniejszych elementów oraz miejsce na przechowywanie wyposażenia wymagającego lepszej organizacji.

Konstrukcja i funkcjonalność

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny z **2 kanałami montażowymi po obu stronach** umożliwia regulację wysokości położenia blatów i szuflady, a także rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe przy użyciu elementów złącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Podstawa jest **stalowa i lakierowana proszkowo na biało**, a całość osadzono na **kołach w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 75 mm**, z czego **2 koła posiadają blokadę**. Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie stolika i stabilne ustawienie go w wybranym miejscu. Dodatkową wygodę użytkowania zapewnia **rączka do przemieszczania typ UC-09**.

Półki wykonano ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, a podniesiony rant pomaga ograniczyć ryzyko zsuwania się odkładanych przedmiotów podczas pracy i przemieszczania stolika. **Szuflada** jest standardowo wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na biało, natomiast za dopłatą może zostać zamówiona w wersji ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**.

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych, co stanowi istotny atut dla gabinetów i placówek zwracających uwagę na standard wykonania, powtarzalność jakości oraz wiarygodność wyrobu.

Dane techniczne

- **wymiary całkowite:** 500 × 400 × 800 mm (wysokość od podłoża do blatu),
- **wymiary półki:** 450 × 320 × 10 mm,
- **liczba półek:** 2,
- **wymiary szuflady:** 450 × 320 × 155 mm,
- **wymiary blatu szuflady:** 450 × 320 × 10 mm,
- **wymiary powierzchni użytkowej szuflady:** 375 × 280 × 105 mm,
- **materiał półek:** stal kwasoodporna 0H18N9,
- **materiał szuflady:** stal lakierowana proszkowo na biało,
- **opcjonalnie:** szuflada ze stali kwasoodpornej 0H18N9 za dopłatą,
- **średnica kół:** 75 mm,
- **liczba kół z blokadą:** 2,
- **rączka do przemieszczania:** typ UC-09,
- **kolor standardowy:** biały.

Zastosowanie

Model sprawdzi się jako **stolik wielofunkcyjny, asystor do gabinetu, stolik pomocniczy na kółkach** oraz wyposażenie stanowiska, przy którym potrzebne są: wygodny dostęp do akcesoriów, łatwe przemieszczanie i czytelny podział między otwartą przestrzenią odkładczą a zamkniętą szufladą. Może być wykorzystywany w gabinetach i innych profesjonalnych przestrzeniach pracy wymagających mobilnego wyposażenia pomocniczego.

Powiązane warianty i kategorie

Zobacz także [stoliki medyczne lakierowane](#), [stoliki wielofunkcyjne](#), [wariant z 2 półkami i głęboką szufladą](#) oraz [wariant z 2 szufladami](#).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy ten model ma 2 półki i 1 szufladę?

Tak. Ten wariant został wyposażony w **2 półki z podniesionym rantem** oraz **1 szufladę z blatem z podniesionym rantem**.

Jakie są wymiary szuflady?

Szuflada ma wymiary **450 × 320 × 155 mm**, a jej powierzchnia użytkowa wynosi **375 × 280 × 105 mm**.

Z jakiego materiału wykonano półki?

Półki wykonano ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**, co zwiększa trwałość i ułatwia utrzymanie stolika w czystości.

Czy szuflada może być wykonana ze stali kwasoodpornej?

Tak. Standardowo szuflada jest stalowa i lakierowana proszkowo na biało, ale za dopłatą może zostać wykonana ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**.

Czy stolik można łatwo przemieszczać?

Tak. Model posiada **kółka o średnicy 75 mm**, w tym **2 z blokadą**, oraz **rączkę do przemieszczania typ UC-09**, co ułatwia wygodne użytkowanie w gabinecie.

Czy położenie elementów można regulować?

Tak. Profil nośny z **2 kanałami montażowymi po obu stronach** umożliwia regulację wysokości położenia blatów i szuflady, a także późniejszą rozbudowę stolika o wyposażenie dodatkowe.

W jakim standardzie jakości produkowany jest asystor?

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.