

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-anestezjologiczny-p-3202.html>



Mobilny stolik anestezjologiczny

Cena brutto	10 485,00 zł
Cena netto	9 708,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-05/ST
Kod producenta	ANS-50R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Mobilny Stolik Anestezjologiczny z Szafką - Wysokiej Jakości i Funkcjonalności

Mobilny stolik anestezjologiczny to nowoczesne i wszechstronne rozwiązanie dedykowane do użytku w placówkach medycznych. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i ergonomii, idealnie sprawdzi się w salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii oraz innych miejscach wymagających szybkiego i łatwego dostępu do narzędzi i akcesoriów medycznych.

Kluczowe cechy produktu:

1. Konstrukcja i wykończenie:

- **Błat stalowy z pogłębieniem**, lakierowany proszkowo na biało, otoczony z trzech stron bandami o wysokości 50 mm, w kolorze frontów.
- **Szafka stalowa**, lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany zgodnie z paletą RAL. Korpus szafki wyposażony jest w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje.
- **Stelaż nadstawki** lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka.

2. Przestronność przechowywania:

- **5 szuflad** o zróżnicowanych wysokościach frontów: 2x97 mm, 1x156 mm, 2x175 mm. Prowadnice szuflad wyposażone są w system samodociągu.
- **Błat boczny wysuwany**, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo.
- **Półka nadbłatowa z tworzywa ABS** (600x200 mm) oraz **nadstawka z 11 pojemnikami** (5+6).

3. Akcesoria i Dodatkowe Funkcje:

- **Szyny instrumentalne**: 3 odcinki z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 2 odcinki na nadstawce.
- **Pojemnik na zużyte igły** oraz **kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej** (115x115x500 mm).
- **Kosz kolanowy** oraz **wieszak kroplówki**.
- **Centralny zamek** zapewniający bezpieczeństwo przechowywanych narzędzi.

4. Mobilność i Stabilność:

- **Podstawa stalowa** lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w odboje i koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą.
- **Uchwyt do prowadzenia**, ułatwiający manewrowanie stolikiem.

Wymiary:

- **Wózek bez wyposażenia opcjonalnego:** 650x550x1000 mm.
- **Wysokość wózka z nadstawką:** 1700 mm.
- **Szafka:** 600x500x805 mm.
- **Powierzchnia użytkowa szuflad:**
 - 2x97 mm fronty: 525x440x82 mm.
 - 1x156 mm front: 525x440x141 mm.
 - 2x175 mm fronty: 525x440x150 mm.

Zastosowanie:

Mobilny stolik anestezjologiczny jest idealnym rozwiązaniem dla szpitali i klinik, zapewniając szybki dostęp do narzędzi i materiałów medycznych. Jego solidna konstrukcja, funkcjonalność oraz wysoka jakość wykonania gwarantują długotrwałe użytkowanie i niezawodność w najbardziej wymagających warunkach medycznych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)