

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-laboratoryjny-p-3184.html>



Mobilny stolik laboratoryjny

Cena brutto	5 691,00 zł
Cena netto	5 269,44 zł
Cena poprzednia	5 890,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AR120-3N
Kod producenta	AP2-03-P2S(1)-50-120-A BS3-0000-0-K8.3-W

Opis produktu

Innowacyjny Mobilny Stolik Laboratoryjny z Regulowanym Wysięgnikiem i Szufladami

Optymalizuj swoją przestrzeń laboratoryjną dzięki mobilnemu stolikowi laboratoryjnemu, zaprojektowanemu z myślą o maksymalnej wydajności i funkcjonalności. Nasz stolik oferuje łączność między ergonomią a wygodą przechowywania, aby ułatwić codzienne operacje laboratoryjne.

Zaawansowana Konstrukcja:

- Stelaż wykonany z lekkiego, ale wytrzymałego profilu aluminiowego, lakierowanego na biało, zapewniającego stabilność i trwałość.
- Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia elastyczną regulację wysokości podzespołów bez potrzeby wiercenia dodatkowych otworów.
- Maskownice zabezpieczające kanały montażowe przed zanieczyszczeniami, zapewniając czystość i estetykę.

Funkcjonalność i Praktyczność:

- Półka o wymiarach 500x500 mm zapewniająca wystarczającą powierzchnię roboczą.
- Dwie szuflady o wymiarach 500x500x155 mm (wysokość frontu 130 mm) z pogłębieniem, umożliwiające wygodne przechowywanie drobnych akcesoriów.
- Szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami i wysięgnik kroplówki zakończony głowicą G01, zapewniające bezpieczne mocowanie i stabilność podczas pracy.

Estetyka i Dostosowanie:

- Stalowe półki i szuflady, lakierowane na biało, dodają elegancji i nowoczesności.
- Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice i zaślepki, dostępne w różnych kolorach zgodnie z paletą RAL, umożliwiają dostosowanie do indywidualnych preferencji estetycznych.
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła z blokadą, zapewniająca łatwą mobilność i stabilność.

Specyfikacje Techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 620x585x1200 mm
- Wymiary półki: 500x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej półki: 450x450 mm
- Wymiary szuflady: 500x500x155 mm

-
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu szuflady: 450x450 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 425x450x105 mm

Tolerancja wymiarów +/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

*Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo/ stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia

Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm (zmiana szerokości półki ma wpływ na całkowite wymiary wózka)

Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Nasza mobilna stacja laboratoryjna to nie tylko produkt, to rozwiązanie, które podnosi efektywność pracy i zapewnia komfort użytkowania. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i starannemu wykonaniu, jesteśmy gotowi sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom laboratoryjnym.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary