

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-medyczny-p-2000.html>

Mobilny stolik medyczny



Cena brutto	2 303,00 zł
Cena netto	2 132,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-BQ-66-ST-K5-WUPO 2.KO.0.KO.2,5-UMU

Opis produktu

Mobilny stolik medyczny, który przedstawiamy, jest doskonałym rozwiązaniem dla profesjonalnego środowiska medycznego. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, ten stolik zapewnia nie tylko trwałość, ale również maksymalną funkcjonalność.

Stelaż tego stolika został wykonany z aluminium i stali, pokryty białym lakierem. Dzięki temu prezentuje się elegancko i estetycznie. Wewnętrzna strona stelaża została wyposażona w kanały montażowe, które umożliwiają dowolną regulację wysokości półek. Co więcej, konstrukcja stelaża została zaprojektowana tak, aby montaż dodatkowego wyposażenia odbywał się za pomocą elementów złącznych, eliminując potrzebę wykonywania dodatkowych otworów. Dzięki temu stolik można łatwo dostosować do różnych potrzeb i wymagań.

Mobilność to kolejna zaleta tego stolika. Wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, zapewniające stabilność w trakcie użytkowania. Dodatkowo, uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm są zintegrowane w konstrukcję, co sprawia, że stolik jest łatwy do przemieszczania.

Blat górny stolika został wykonany ze stali kwasoodpornej, co zapewnia jego trwałość i odporność na uszkodzenia. Ma wymiary 705x415x20 mm, co daje dużo miejsca do pracy i umieszczania niezbędnego sprzętu medycznego. Rant blatu został podniesiony, co zabezpiecza przed przypadkowym spadnięciem przedmiotów.

W skład wyposażenia tego stolika wchodzi także dwie kuwety o wymiarach 395x325x65 mm. Wykonane z tworzywa sztucznego, zapewniają one łatwe utrzymanie czystości i higienę.

Dodatkowo, stolik posiada stelaż do worka na odpady, który został wykonany ze stalowego materiału lakierowanego proszkowo. Zintegrowana pokrywa z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia estetyczne zamykanie worka.

Całkowite wymiary tego mobilnego stolika medycznego wynoszą 950x430x880 mm, co sprawia, że jest on odpowiednio kompaktowy i łatwy do przenoszenia. Jest to idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, które potrzebują mobilnego, funkcjonalnego i solidnego stolika do wykonywania różnych procedur i zabiegów.

Mobilny stolik medyczny, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm

-
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**