

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-medyczny-p-3183.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z półką pod klawiaturę, 3 półkami i 2 szufladami

Cena brutto	6 350,00 zł
Cena netto	5 879,63 zł
Cena poprzednia	6 550,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-05-P(45)S(Y1)2PS(1)-50-120

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 to rozbudowana konfiguracja przeznaczona do organizacji pracy z aparaturą diagnostyczną oraz stanowiskiem komputerowym. W tej wersji producent przewidział 1 półkę 500x450 mm, 2 półki 500x500 mm, 1 szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm oraz 1 szufladę 500x500x155 mm. Standardowe wyposażenie obejmuje również 1 listwę zasilającą oraz 2 uchwyty do prowadzenia.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną AP2
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	620 x 585 x 1200 mm
Półka górna	500 x 450 mm; powierzchnia użytkowa: 450 x 400 mm
Szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę	500 x 500 x 85 mm; powierzchnia użytkowa blatu: 450 x 450 mm; powierzchnia użytkowa szuflady: 430 x 225 x 40 mm
Dwie półki środkowe / dolne	2 x 500 x 500 mm; powierzchnia użytkowa każdej półki: 450 x 450 mm
Szuflada dolna	500 x 500 x 155 mm; wysokość frontu: 130 mm; powierzchnia użytkowa blatu: 450 x 450 mm; powierzchnia użytkowa szuflady: 425 x 450 x 105 mm
Wyposażenie standardowe	1 x listwa zasilająca, 2 x uchwyt do prowadzenia
Konstrukcja	Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało; półki, szuflada pod klawiaturę i szuflada stalowe, lakierowane na biało
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 100 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	Fronty szuflad i elementy dekoracyjne lakierowane wg palety RAL; istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Dostępne szerokości półki	450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm; zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm

Konstrukcja modelu AP2

Model AP2 oparty jest na stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny ma po obu stronach 2 kanały montażowe, które umożliwiają regulację wysokości położenia podzespółów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się brudu, co ma znaczenie w codziennym użytkowaniu w środowisku medycznym.

Półki, szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę oraz szuflada wykonane są ze stali lakierowanej na biało i mają pogłębienie poprawiające funkcjonalność pracy. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS oraz koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą, ułatwiają bezpieczne przemieszczanie wózka między stanowiskami.

Wypożyczenie standardowe

- 1 x półka 500 x 450 mm,
- 2 x półka 500 x 500 mm,
- 1 x szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę 500 x 500 x 85 mm,
- 1 x szuflada 500 x 500 x 155 mm,
- 1 x listwa zasilająca,
- 2 x uchwyt do prowadzenia.

Ważne informacje przed zakupem

Podana konfiguracja dotyczy modelu o wymiarach 620 x 585 x 1200 mm bez wyposażenia opcjonalnego. Producent przewiduje również inne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700 oraz 1100 mm. Zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę, dlatego w przypadku niestandardowej konfiguracji warto potwierdzić parametry przed złożeniem zamówienia.

Materiał maskownicy i zaślepek może być uzależniony od wybranego koloru RAL i wyposażenia. Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Zastosowanie

Ta konfiguracja AP2 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilna organizacja aparatury medycznej, akcesoriów i stanowiska komputerowego. Dzięki połączeniu 3 półek, 2 szuflad, wysuwanej półki pod klawiaturę i listwy zasilającej model może pełnić funkcję praktycznego wózka do gabinetów, pracowni diagnostycznych oraz innych przestrzeni medycznych wymagających sprawnej organizacji wyposażenia.

FAQ

Czy ten model ma półkę pod klawiaturę?

Tak. Wózek AP2 w tej konfiguracji ma szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę o wymiarach 500 x 500 x 85 mm.

Ile półek i szuflad ma ta konfiguracja AP2?

Model ma łącznie 3 półki oraz 2 szuflady, w tym 1 szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę i 1 szufladę dolną o wymiarach 500 x 500 x 155 mm.

Czy można zamówić inną szerokość półki?

Tak. Dostępne szerokości 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę.

Czy kolor RAL dotyczy całego wózka?

Kolorystyka RAL dotyczy przede wszystkim frontów szuflad oraz elementów dekoracyjnych. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy model wykonywany jest w oparciu o ISO 13485?

Tak. Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i modele

- [Zobacz wszystkie stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z zamykaną szafką i półką pod klawiaturę](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z 1 szufladą i 1 półką](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z szufladą i koszykiem](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary