

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-na-narzedzia-medyczne-p-2057.html>



Asystor medyczny A-01ST z 1 blatem zabiegowym 450 × 450 mm

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	1 018,52 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-01ST
Kod producenta	A-01-B-ST-0-K4.3

Opis produktu

Mobilny asystor medyczny do gabinetów i punktów zabiegowych

Asystor medyczny A-01ST to prosty stolik wielofunkcyjny przeznaczony do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne miejsce odkładcze na narzędzia, materiały i akcesoria medyczne. Ten model został wyposażony w jeden pogłębiony blat o wymiarach 450 × 450 mm i nie posiada szuflad ani dodatkowych półek, dzięki czemu zachowuje lekką, uporządkowaną formę oraz dobrze sprawdza się w codziennej pracy personelu.

Blat wykonano ze stali lakierowanej proszkowo. Pogłębienie ułatwia bezpieczne odkładanie drobnych elementów i pomaga ograniczyć ryzyko zsuwania się akcesoriów podczas przestawiania asystora. Konstrukcja opiera się na pięcioramiennej podstawie wyposażonej w podwójne koła o średnicy 55 mm, z czego 3 posiadają blokadę. Takie rozwiązanie ułatwia manewrowanie stolikiem i pozwala stabilnie ustawić go w miejscu pracy.

Najważniejsze cechy modelu A-01ST

- 1 pogłębiony blat o wymiarach 450 × 450 mm,
- powierzchnia użytkowa blatu: 400 × 400 mm,
- konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo,
- podstawa pięcioramienne o średnicy 600 mm,
- podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm,
- 3 koła z blokadą,
- wysokość całkowita: 800 mm,
- model bez szuflad i bez dodatkowych półek.

Zastosowanie

Asystor medyczny z 1 blatem sprawdzi się jako pomocniczy stolik do odkładania narzędzi i materiałów w gabinetach lekarskich, punktach zabiegowych, pracowniach diagnostycznych oraz innych pomieszczeniach, w których liczy się mobilność, prostota konstrukcji i łatwość utrzymania porządku. To dobry wybór dla użytkowników, którzy nie potrzebują rozbudowanego asystora z szufladami, lecz kompaktowego i wygodnego stolika roboczego.

Wykonanie

Zgodnie z danymi producenta model A-01ST posiada blat ze stali lakierowanej proszkowo na wybrany kolor RAL. Podstawa jest lakierowana proszkowo i osadzona na pięciu ramionach z podwójnymi kołami. Prosta forma oraz gładkie powierzchnie ułatwiają bieżące utrzymanie czystości i codzienne użytkowanie w środowisku medycznym.

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych. To ważna informacja dla placówek i gabinetów, które zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność wyposażenia, ale również na standard organizacji procesu wytwarzania.

Dane techniczne

- wysokość całkowita: 800 mm,
- średnica podstawy: 600 mm,
- wymiary blatu: 450 × 450 mm,
- wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400 × 400 mm.

Dlaczego warto wybrać ten model

Największą zaletą asystora medycznego A-01ST jest jego prostota. Jeden blat roboczy daje szybki dostęp do najpotrzebniejszych akcesoriów, a brak szuflad i dodatkowych elementów ułatwia czyszczenie oraz ogranicza wizualny i funkcjonalny nadmiar. Jeżeli szukasz bardziej rozbudowanych rozwiązań, zobacz także [stoliki wielofunkcyjne](#) oraz [stoliki medyczne lakierowane](#). Dla użytkowników wymagających większej odporności materiałowej dobrym punktem odniesienia może być również [wersja kwasoodporna tego typu stolika](#).

FAQ – najczęstsze pytania

Czy asystor medyczny A-01ST ma szuflady?

Nie. Jest to prosty model wyposażony w 1 blat roboczy, bez szuflad i bez dodatkowych półek.

Jakie wymiary ma blat?

Blat ma wymiary 450 × 450 mm, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 400 × 400 mm.

Czy blat ma pogłębienie?

Tak. Model A-01ST posiada pogłębiony blat, co pomaga wygodniej odkładać narzędzia i ogranicza ryzyko zsuwania się drobnych elementów.

Jakie koła zastosowano w tym asystorze?

Asystor wyposażono w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm. Trzy z nich posiadają blokadę.

Jaka jest wysokość całkowita asystora?

Wysokość całkowita modelu wynosi 800 mm.

Czy można wybrać kolor produktu?

Zgodnie z danymi producenta blat wykonywany jest ze stali lakierowanej proszkowo naabrany kolor RAL.

Czy ten model nadaje się do gabinetu lekarskiego lub punktu zabiegowego?

Tak. To mobilny asystor medyczny przeznaczony do odkładania narzędzi, materiałów i akcesoriów w gabinetach, punktach zabiegowych i innych pomieszczeniach medycznych.

W jakim standardzie produkowany jest asystor?

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL

5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary
Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące