

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-pod-aparature-p-1873.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z półką 450x320 mm

Cena brutto	2 300,00 zł
Cena netto	2 129,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-01-P-90-ABS3A2-0000

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną z półką 450x320 mm, szyną instrumentalną i koszykiem

Model **AP1** to kompaktowy **wózek pod aparaturę medyczną**, przeznaczony do wygodnego ustawienia i przemieszczania urządzeń w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych, fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych. Konstrukcja została opracowana z myślą o codziennej pracy z aparaturą i akcesoriami, dlatego ten wariant wyróżnia się nie tylko mobilnością, ale też praktycznym wyposażeniem standardowym.

W standardzie wózek posiada **1 półkę o wymiarach 450x320 mm, szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami** oraz **koszyk na akcesoria 360x160x150 mm**. To właśnie ten układ wyposażenia najlepiej odróżnia model AP1 od bardziej rozbudowanych stolików z szufladami lub dodatkowymi półkami.

Najważniejsze cechy modelu AP1

- kompaktowa konstrukcja do aparatury medycznej i diagnostycznej,
- 1 półka stalowa z pogłębieniem i ściętymi narożnikami,
- szyna instrumentalna w wyposażeniu standardowym,
- koszyk na akcesoria w wyposażeniu standardowym,
- profil aluminiowy z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- regulacja położenia podzespółów bez konieczności wykonywania otworów,
- maskownice zabezpieczające kanały montażowe przed gromadzeniem się brudu,
- stalowa podstawa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- elementy dekoracyjne lakierowane na kolor według palety RAL.

Zastosowanie

Wózek pod aparaturę medyczną sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko pod urządzenia i akcesoria: w gabinetach lekarskich, punktach diagnostycznych, pracowniach fizykoterapii, salach zabiegowych oraz w innych pomieszczeniach wymagających uporządkowanej i łatwej do przemieszczania organizacji sprzętu.

Jeżeli szukasz podobnych rozwiązań, zobacz także kategorię [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#), a także [stoliki zabiegowe i wózki medyczne](#).

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny ma **dwa kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację położenia podzespołów bez ingerencji w konstrukcję i bez wiercenia dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicami, co pomaga ograniczyć gromadzenie się zabrudzeń podczas codziennego użytkowania.

Półka jest stalowa, lakierowana na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych, zaślepka profilu, podkładka profilu oraz koszyk, wykonywane są w kolorze według palety RAL. Producent przewiduje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS oraz koła w obudowie z tworzywa sztucznego zapewniają dobre połączenie mobilności i stabilności. Koła o średnicy 75 mm ułatwiają manewrowanie wózkiem, a dwa hamulce pozwalają unieruchomić go w miejscu pracy.

Jakość i standard produkcji

Model AP1 produkowany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485. Proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych, co potwierdza dbałość o powtarzalność wykonania, bezpieczeństwo użytkowania i standardy właściwe dla wyposażenia medycznego.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Numer katalogowy	AP1
Kod producenta	AP1-01-P-90-ABS3A2-0000
Wposażenie standardowe	1x półka 450x320 mm, 1x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, 1x koszyk na akcesoria 360x160x150 mm
Wymiary wózka	510x520x900 mm
Wymiary półki	450x320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400x270 mm
Średnica kół	75 mm
Blokada kół	2 koła z blokadą
Konstrukcja	profil aluminiowy lakierowany na biało, półka stalowa, podstawa stalowa z osłoną ABS
Kolorystyka elementów dekoracyjnych	kolor według palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm

* Materiał maskownicy i zaślepki (tworzywo lub stal) zależy od wybranego koloru RAL oraz wyposażenia.

FAQ

Czy szyna instrumentalna i koszyk są w zestawie?

Tak. Standardowe wyposażenie modelu AP1 obejmuje 1 półkę 450x320 mm, 1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami oraz 1 koszyk na akcesoria o wymiarach 360x160x150 mm.

Jakie są wymiary wózka pod aparaturę medyczną?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 510x520x900 mm. Producent dopuszcza tolerancję wymiarów na poziomie +/- 10 mm.

Jakie wymiary ma półka?

Półka ma wymiary 450x320 mm, a powierzchnia użytkowa półki wynosi 400x270 mm.

Czy wózek posiada koła z blokadą?

Tak. Model wyposażono w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co ułatwia bezpieczne ustawienie wózka w wybranym miejscu.

Czy można wybrać kolor elementów dekoracyjnych?

Tak. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice, zaślepki, podkładka profilu i koszyk, mogą być lakierowane na kolor według palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary