

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-pod-aparaty-medyczne-p-1369.html>

Mobilny stolik pod aparaty medyczne



Cena brutto	771,00 zł
Cena netto	713,89 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SzMI

Opis produktu

Zaprezentuję Ci rewolucyjne rozwiązanie dla profesjonalistów medycznych – mobilny stolik pod aparaty medyczne, idealny do przewozu narzędzi i aparatury w szpitalach oraz gabinetach zabiegowych. Nasz produkt to nie tylko praktyczne wsparcie w codziennej pracy, ale także symbol nowoczesności i funkcjonalności.

Wykonany z solidnych profili metalowych pokrytych farbą proszkową, mobilny stolik zapewnia nie tylko trwałość, ale także estetyczny wygląd. Konstrukcja stalowa, standardowo pomalowana na elegancki kolor biały, nadaje mu profesjonalny charakter, który idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza medyczne.

Półki oraz szuflada stolika zostały starannie wykonane z białej płyty laminowanej, co nie tylko dodaje lekkości konstrukcji, ale także ułatwia utrzymanie czystości. Mobilność to kluczowa cecha tego produktu – dzięki solidnym, obracającym się kołom, stolik łatwo przemieszcza się po przestrzeni gabinetu czy sali zabiegowej.

Specyfikacje techniczne są imponujące:

- Szerokość: 45 cm
- Wysokość: 82 cm
- Waga: 18 kg
- Głębokość: 45 cm
- Wymiar półki górnej (gł. x szer.): 45 x 45 cm
- Wymiar półki środkowej (gł. x szer.): 37 x 45 cm

Oferujemy mobilny stolik pod aparaty medyczne jako wszechstronne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie nie tylko wydajność, ale także elegancję i funkcjonalność. Inwestuj w sprzęt, który ułatwi Ci codzienną pracę i podkreśli nowoczesny charakter Twojego miejsca pracy.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

