

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-pod-sprzet-medyczny-p-3187.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 - 2 półki i 2 szuflady

Cena brutto	7 209,00 zł
Cena netto	6 675,00 zł
Cena poprzednia	7 449,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-04-2P2S(1)-50-120-ABS3-0000-0-K8.3-W

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 to mobilny stolik medyczny przeznaczony do uporządkowanej pracy z aparaturą, osprzętem i akcesoriami w gabinetach, pracowniach diagnostycznych oraz na oddziałach. Ten wariant modelu AP2 został wyposażony w **2 półki 500x500 mm**, **2 szuflady 500x500x155 mm**, **koszyk na akcesoria**, **listwę zasilającą**, **ramę galeryjki**, **5 uchylnych pojemników**, **szynę instrumentalną galeryjki** oraz **2 uchwyty do prowadzenia**.

Dzięki takiej konfiguracji wózek sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się wygodny dostęp do sprzętu, bezpieczna organizacja akcesoriów i łatwe przemieszczanie stanowiska roboczego. To rozwiązanie dla placówek, które szukają nie tylko stolika pod aparaturę diagnostyczną, ale konkretnego modelu o rozbudowanej funkcjonalności i technicznej powtarzalności wykonania.

Dane techniczne

Model	AP2
Typ	Wózek pod aparaturę medyczną / mobilny stolik medyczny
Półki	2 x 500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Szuflady	2 x 500 x 500 x 155 mm (wysokość frontu 130 mm)
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	620 x 585 x 1200 mm
Wysokość wózka z galeryjkami	620 x 585 x 1700 mm
Koszyk na akcesoria	360 x 160 x 150 mm
Dostępne szerokości półki	450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm

Wpływ zmiany szerokości	Zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę
Koła	Średnica 100 mm, 2 koła z blokadą
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Półki i szuflady	Stal lakierowana na biało, półki i szuflady z pogłębieniem
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Kolorystyka	Fronty i elementy dekoracyjne lakierowane według palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
System jakości produkcji	Model wykonywany w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485

Wypożyczenie standardowe

- 2 półki 500 x 500 mm
- 2 szuflady 500 x 500 x 155 mm
- 1 koszyk na akcesoria 360 x 160 x 150 mm
- 1 listwa zasilająca
- 1 rama galeryjki
- 1 zestaw 5 uchylnych pojemników
- 1 szyna instrumentalna galeryjki z zabezpieczonymi narożnikami
- 2 uchwyty do prowadzenia

Wykonanie i funkcjonalność

Model AP2 został wykonany na **stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe są zabezpieczone maskownicą, co ogranicza gromadzenie się zabrudzeń i ułatwia utrzymanie wózka w czystości.

Półki i szuflady wykonano ze stali lakierowanej na biało, z pogłębieniem poprawiającym bezpieczeństwo użytkowania. Fronty szuflad są lakierowane na kolor zgodnie z paletą RAL. Również elementy dekoracyjne, takie jak maskownice, zaślepki profilu, podkładki profilu, fronty szuflad, koszyk i elipsy uchwytu do przetaczania, mogą być wykończone w kolorach z palety RAL.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS oraz koła o średnicy 100 mm zapewniają dobrą mobilność w codziennej pracy. Dwa koła z blokadą zwiększają stabilność stanowiska po ustawieniu w wybranym miejscu.

Zastosowanie

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 sprawdzi się jako stanowisko do ustawienia aparatury medycznej, osprzętu i akcesoriów w gabinetach zabiegowych, pracowniach diagnostycznych, punktach badań oraz na oddziałach. Rozbudowane wyposażenie standardowe ułatwia organizację przewodów, pojemników, drobnych akcesoriów i elementów niezbędnych do pracy przy urządzeniach medycznych.

Kolorystyka i konfiguracja

Standardowo model oferowany jest z możliwością wyboru kolorystyki elementów zgodnie z paletą RAL. Producent dopuszcza także wykonanie elementów białych w kolorze szarym. Dostępne są również inne szerokości półki: **450, 500, 550, 600, 650, 700 oraz 1100 mm** – zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę, dlatego wymaga potwierdzenia przy zamówieniu.

Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo / stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

FAQ

Czy wózek AP2 ma w standardzie listwę zasilającą i pojemniki?

Tak. W standardowym wyposażeniu tego wariantu znajdują się listwa zasilająca, rama galeryjki oraz zestaw 5 uchylnych pojemników, a także koszyk na akcesoria i 2 uchwyty do prowadzenia.

Jakie są dokładne wymiary wózka AP2?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 620 x 585 x 1200 mm. Wysokość modelu z galeryjkami wynosi 1700 mm.

Z jakich materiałów wykonano model AP2?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Półki i szuflady są stalowe, lakierowane na biało, a podstawa jest stalowa z osłoną z tworzywa ABS.

Czy można wybrać kolor frontów i elementów dekoracyjnych?

Tak. Fronty szuflad i wybrane elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy zmiana szerokości półki wpływa na cenę i wymiary?

Tak. Producent przewiduje kilka szerokości półki, a zmiana tego parametru wpływa zarówno na całkowite wymiary wózka, jak i na cenę końcową.

Powiązane kategorie w SaleMED

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Meble medyczne](#)
- [Stoliki wielofunkcyjne](#)
- [Stoliki zabiegowe](#)
- [Wózki medyczne](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary