

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-zabiegowy-p-2040.html>



Mobilny stolik zabiegowy

Cena brutto	2 970,00 zł
Cena netto	2 750,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-04-C-KO
Kod producenta	D-03-B2T-33-KO-K5-WKR 2.(295)x95x85.KO.EP-20 0

Opis produktu

Odkryj mobilny stolik zabiegowy 1xblat, dostosowany do najwyższych standardów i wymagań branży medycznej. Ten innowacyjny stolik został stworzony z myślą o wygodzie i efektywności procedur medycznych, oferując niezrównaną funkcjonalność oraz trwałość.

Specyfikacje techniczne:

Błat wielofunkcyjny:

- 1x blat o wymiarach 380x390x18 mm, idealny do różnorodnych procedur medycznych.
- 2x taca o wymiarach 320x390x18 mm, zapewniająca dodatkową przestrzeń roboczą.
- 1x koszyk na akcesoria o wymiarach 295x95x85 mm, umożliwiający przechowywanie niezbędnych narzędzi.

Stelaż wyjątkowej konstrukcji:

- Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, gwarantującej nie tylko solidność, ale także łatwość utrzymania w czystości.
- Stelaż wyposażony w koła o średnicy 75 mm, z obudową stalową ocynkowaną, z dwoma kołami z blokadą. Uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm, stanowiącym zintegrowany element konstrukcji.

Funkcjonalność i ergonomia:

- Taca wyjmowalna, umożliwiająca szybkie dostosowanie przestrzeni roboczej do indywidualnych potrzeb.
- Pokrywa do stelaża na odpady z tworzywa w kolorze szarym, zapewniająca higieniczne i estetyczne warunki pracy.

Wymiary całkowite:

- 680x430x890 mm, zapewniające stabilność i ergonomiczne warunki pracy.

Wymiary powierzchni użytkowej tacy:

- 288x358x17 mm [szerokość x głębokość x wysokość], dostarczające wystarczającej przestrzeni na skuteczne przeprowadzanie zabiegów.

Ten mobilny stolik zabiegowy to doskonałe połączenie solidności, funkcjonalności i estetyki. Zapewnia on nie tylko efektywność w codziennym użytkowaniu, ale także spełnia najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz wysokiej jakości materiałów, nasz produkt to niezbędne narzędzie dla

profesjonalistów medycznych dbających o komfort pacjentów i efektywność pracy.

Mobilny stolik zabiegowy, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 680x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 288x358x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**